




ProxiMate™
Manuel d'utilisation



Empreinte

Identification du produit :
Manuel d'utilisation (Original) ProxiMate™
11593983

Date de publication : 11.2023

Version I

BÜCHI Labortechnik AG
Meierseggstrasse 40
Postfach
CH-9230 Flawil 1
E-Mail : quality@buchi.com

BUCHI se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront jugées nécessaires à la lumière de l'expérience acquise, notamment en termes de structure, d'illustrations et de détails techniques. Ce manuel tombe sous la législation du droit d'auteur. Toute reproduction, distribution ou utilisation à des fins commerciales, mise à disposition à des tiers des informations qu'il contient est strictement interdite. Il est également interdit de fabriquer des composants, quels qu'ils soient, à l'appui de ce manuel, sans l'autorisation écrite préalable de BUCHI.

Table des matières

1	À propos de ce document	7
1.1	Avertissements de ce document.....	7
1.2	Symboles.....	7
1.2.1	Symboles d'avertissement.....	7
1.2.2	Mentions et symboles.....	8
1.3	Marques commerciales.....	8
2	Sécurité	9
2.1	Utilisation appropriée.....	9
2.2	Utilisation autre que celle prévue.....	9
2.3	Qualification du personnel.....	9
2.4	Risques résiduels.....	10
2.4.1	Bris de verre et de plexiglas.....	10
2.4.2	Pannes en cours de fonctionnement.....	10
2.4.3	Instrument endommagé à cause de la mauvaise installation d'un module IP.....	10
2.4.4	Contamination par maliciels due à des raccordements à d'autres équipements ou réseaux.....	10
2.4.5	Perte de données.....	10
2.4.6	Endommagements de la mémoire interne causés par un arrêt inapproprié.....	10
2.5	Équipements de protection individuelle.....	10
2.6	Modifications.....	11
3	Description du produit	12
3.1	Description du fonctionnement.....	12
3.2	Options de présentation des échantillons.....	12
3.2.1	Configuration Up View.....	12
3.2.2	Configuration Down View.....	13
3.3	Modes de mesure.....	13
3.3.1	Mode Réflexion diffuse.....	13
3.3.2	Mode Transflexion.....	13
3.4	Configuration.....	14
3.4.1	Vue de face.....	14
3.4.2	Vue de derrière.....	15
3.4.3	Connexions (module IP retiré).....	16
3.4.4	Emplacement de la plaque signalétique.....	17
3.5	Contenu de la livraison.....	17
3.6	Plaque signalétique.....	18
3.7	Caractéristiques techniques.....	18
3.7.1	ProxiMate™.....	18
3.7.2	Conditions ambiantes.....	19
3.7.3	Matériaux.....	19
4	Transport et stockage	20
4.1	Transport.....	20
4.2	Stockage.....	20
4.3	Levage de l'instrument.....	20

5	Installation.....	21
5.1	Avant installation.....	21
5.2	Site d'installation.....	21
5.3	Sécurisation contre les séismes	21
5.4	Branchement des connexions électriques	22
5.5	Installation d'un périphérique USB	22
5.6	Paramètres du logiciel	23
5.6.1	Demande de licence d'un logiciel ou d'une application	23
5.6.2	Importation de licence.....	24
5.6.3	Calibration d'un vecteur de correction des données de base (BCV)	24
5.6.4	Importation de données de référence normalisées.....	28
5.6.5	Modification de la langue de l'instrument.....	28

6	Fonctionnement	29
6.1	Disposition du panneau de contrôle	29
6.2	Barre de fonctions.....	29
6.3	Barre de menu	31
6.3.1	Menu Démarrer.....	32
6.3.2	Menu Historique.....	35
6.3.3	Menu Application	38
6.3.4	Menu Outils.....	39
6.4	Barre d'état	40
6.5	Connexion en mode Administrateur	41
6.6	Modification d'une application.....	42
6.6.1	Création d'une nouvelle application	42
6.6.2	Modification de l'alias d'une application.....	43
6.6.3	Modification de la visualisation des mesures d'une application.....	44
6.6.4	Modification du mode de mesure d'une application.....	44
6.6.5	Modification de la présentation des échantillons d'une application	45
6.6.6	Saisie d'une description pour une application.....	46
6.6.7	Modification de la rotation d'une application.....	46
6.6.8	Modification de la durée des mesures d'une application	47
6.6.9	Saisie d'une procédure de fonctionnement standard (SOP) pour une application	47
6.6.10	Modification de la capacité de sélection d'une application	48
6.7	Suppression d'une application.....	49
6.8	Modification d'une propriété.....	49
6.8.1	Création d'une nouvelle propriété	50
6.8.2	Modification du nom d'une propriété.....	50
6.8.3	Modification de l'alias d'une propriété.....	51
6.8.4	Modification de l'ordre de tri d'une propriété.....	51
6.8.5	Modification du type de prédiction d'une propriété	52
6.8.6	Modification de la gamme de longueur d'onde initiale (modèle de calibration uniquement)	56
6.8.7	Modification de la valeur post-prédite (modèle de calibration uniquement).....	57
6.8.8	Modification de la base de calibration (modèle de calibration uniquement)	58
6.8.9	Modification de la base d'affichage (modèle de calibration uniquement)	59
6.8.10	Modification de la formule (propriétés calculées uniquement).....	59
6.8.11	Modification de l'observateur (couleur uniquement)	60
6.8.12	Modification de l'illuminant (couleur uniquement).....	60
6.8.13	Modification de la valeur métrique (couleur uniquement)	61
6.8.14	Modification de l'élément métrique (couleur uniquement)	62
6.8.15	Modification des positions décimales d'une propriété.....	62
6.8.16	Modification de l'unité d'une propriété	63
6.8.17	Modification du biais d'une propriété	63
6.8.18	Modification de la pente d'une propriété.....	64
6.8.19	Modification de la Mahalanobis d'une propriété (modèle de calibration uniquement)	64
6.8.20	Modification de la cible d'une propriété.....	65
6.8.21	Modification de la limite maximale d'une propriété	66
6.8.22	Modification de la limite minimale d'une propriété	66
6.8.23	Modification de la tolérance maximale d'une propriété.....	67
6.8.24	Modification de la tolérance minimale d'une propriété.....	67
6.9	Suppression d'une propriété.....	68
6.10	Saisie des valeurs de référence	68
6.10.1	Importation de valeurs de référence par le biais d'un modèle Excel	69
6.11	Exécution d'AutoCal pour créer ou mettre à jour des calibrations.....	70
6.11.1	Ouverture du résumé de la calibration pour rechercher des informations statistiques	72
6.12	Importation et exportation.....	72
6.12.1	Exportation des données de mesure	72
6.12.2	Importation des données de l'application.....	75

6.12.3	Exportation des données de l'application	75
6.13	Création de rapports	76
6.13.1	Création d'un rapport sur un seul échantillon	76
6.13.2	Création d'un rapport sur plusieurs échantillons de la même application	77
6.13.3	Création d'un rapport sur tous les échantillons de la même application	78
6.13.4	Accès aux fichiers de données créés	79
6.14	Réalisation d'une mesure	79
6.14.1	Préparation de l'instrument	80
6.14.2	Lancement des mesures	80
6.14.3	Fin des mesures	80
6.14.4	Arrêt de l'instrument	81
7	Nettoyage et entretien	82
7.1	Opérations de maintenance régulières	82
7.2	Remplacement des lampes	83
7.2.1	Remplacement de la lampe Down View	83
7.2.2	Remplacement de la lampe Up View	87
7.2.3	Confirmation du remplacement de la lampe	90
7.3	Vérification de la cartouche d'agent desséchant	90
7.4	Remplacement de la cartouche d'agent desséchant	92
7.5	Réalisation des tests système	94
7.5.1	Réalisation d'un test Vecteur de correction des données de base	94
7.5.2	Réalisation d'un test système exhaustif	94
7.5.3	Réalisation d'un test système avancé	95
7.6	Réalisation d'une sauvegarde des données	95
7.7	Nettoyage de l'écran	95
8	Dépannage	97
8.1	Dépannage	97
8.2	Messages d'erreur	97
9	Retrait du service et mise au rebut	99
9.1	Mise hors service	99
9.2	Mise au rebut	99
9.3	Renvoi de l'instrument	99
10	Annexe	100
10.1	Résultats de mesure	100
10.2	Explication des types de fichiers et emplacement des dossiers	100
10.3	Règles de saisie d'une formule	101
10.4	Pièces de rechange et accessoires	102
10.4.1	Accessoires	102
10.4.2	Pièces de rechange	104

1 À propos de ce document

Ce manuel d'utilisation s'applique à toutes les variantes de l'instrument. Lisez ce manuel avant d'utiliser l'instrument et suivez les instructions pour garantir un fonctionnement sûr et sans problème.

Conservez ce manuel d'utilisation à des fins de référence et transmettez-le à tout utilisateur ou propriétaire ultérieur.

BÜCHI Labortechnik AG décline toute responsabilité pour les éventuels dommages, défauts et dysfonctionnements résultant de la non-observation du présent manuel d'utilisation.

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel d'utilisation :

► Contactez le service clientèle de BÜCHI Labortechnik AG.

<https://www.buchi.com/contact>

1.1 Avertissements de ce document






Les avertissements vous signalent les dangers pouvant survenir lors de la manipulation de l'instrument. Il existe quatre niveaux de danger, chacun identifiable par le mot-indicateur utilisé.

Mot-indicateur	Signification
DANGER	Indique un danger impliquant un niveau de risque élevé pouvant entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.
AVERTISSEMENT	Indique un danger impliquant un niveau de risque moyen pouvant entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.
ATTENTION	Indique un danger impliquant un faible niveau de risque pouvant entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne s'il n'est pas évité.
REMARQUE	Indique un danger pouvant entraîner des dommages matériels.

1.2 Symboles

Les symboles suivants figurent dans le présent manuel d'utilisation ou sur l'appareil.

1.2.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
	Avertissement général
	Éléments fragiles
	Surface chaude
	Tension électrique dangereuse
	Dommages causés à l'instrument

1.2.2 Mentions et symboles



REMARQUE

Ce symbole signale des informations utiles et importantes.

- ☑ Ce pictogramme indique une condition devant être remplie avant de poursuivre.
- ▶ Ce pictogramme indique une instruction devant être exécutée par l'opérateur.
- ⇒ Ce pictogramme indique le résultat d'une instruction correctement exécutée.

Mentions	Explication
<i>Fenêtre</i>	Les fenêtres du logiciel sont indiquées ainsi.
<i>Onglets</i>	Les boîtes de dialogue sont indiquées ainsi.
<i>Boîtes de dialogue</i>	Les boîtes de dialogue sont indiquées ainsi.
<i>[Boutons du programme]</i>	Les boutons de commande sont marqués ainsi.
<i>[Noms de champ]</i>	Les noms de champ sont marqués ainsi.
<i>[Menus / Points de menu]</i>	Les menus / points de menu sont marqués ainsi.
Affichages d'état	Les affichages d'état sont marqués ainsi.
Messages	Les messages sont indiqués ainsi.

1.3 Marques commerciales

Les noms de produits et les marques, déposées ou non, figurant dans ce document, sont utilisés uniquement à des fins d'identification et demeurent la propriété de leur détenteur respectif.

2 Sécurité

2.1 Utilisation appropriée

L'instrument a été pensé et conçu pour les laboratoires et les environnements de production (en ligne). Il permet de déterminer la concentration de composants sélectionnés contenus dans une substance.

L'instrument peut être utilisé dans le cadre des tâches suivantes :

- Détermination des propriétés quantifiables d'un produit.

2.2 Utilisation autre que celle prévue

Toute utilisation autre que celle décrite au Chapitre 2.1 « Utilisation appropriée », page 9 et toute application non conforme aux caractéristiques techniques (consultez Chapitre 3.7 « Caractéristiques techniques », page 18) constitue une utilisation autre que celle prévue.

Les utilisations suivantes ne sont notamment pas autorisées :

- Utilisation de l'instrument dans des pièces qui nécessitent des instruments protégés contre les explosions.
- Utilisation d'échantillons susceptibles d'exploser ou de s'enflammer (p. ex., explosifs) en raison d'un choc, d'un frottement, de la chaleur ou de la formation d'étincelles.

2.3 Qualification du personnel

Le personnel non qualifié n'est pas en mesure de reconnaître les risques et se trouve ainsi exposé à des dangers accrus.

L'utilisation de l'instrument est réservée au personnel de laboratoire dûment qualifié.

Ce manuel d'utilisation s'adresse aux publics suivants :

Utilisateurs

Les utilisateurs sont les personnes qui correspondent aux critères suivants :

- Ils ont été initiés à l'utilisation de l'instrument.
- Ils ont pris connaissance du contenu de ce manuel d'utilisation ainsi que des consignes de sécurité en vigueur et les appliquent.
- Grâce à leur formation et à leur expérience professionnelle, ils sont en mesure d'évaluer les risques associés à l'utilisation de l'instrument.

Opérateur

L'opérateur (généralement le responsable du laboratoire) est responsable des points suivants :

- L'instrument doit être dûment installé, mis en service, utilisé et entretenu.
- Seul un personnel suffisamment qualifié peut être chargé d'effectuer les tâches décrites dans le présent manuel d'utilisation.
- Le personnel doit respecter les exigences et réglementations locales en vigueur et travailler dans le respect des mesures de sécurité en tenant compte des risques.
- Tout incident impliquant la sécurité qui surviendrait pendant l'utilisation de l'instrument doit être signalé au fabricant (quality@buchi.com).

Techniciens de service BUCHI

Les techniciens de service agréés par BUCHI ont suivi des formations spécifiques et sont autorisés par BÜCHI Labortechnik AG à réaliser des interventions d'entretien et de réparation spéciales.

2.4 Risques résiduels

L'instrument a été développé et fabriqué en utilisant les dernières avancées technologiques. Néanmoins, des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement peuvent survenir si l'instrument est utilisé de manière incorrecte. Des avertissements appropriés dans ce manuel signalent à l'utilisateur ces dangers résiduels.

2.4.1 Bris de verre et de plexiglas

Les bris de verre et de plexiglas peuvent provoquer de graves coupures. Les bris de verre ou de plexiglas peuvent s'introduire dans la production.

- ▶ Manipulez avec précaution les boîtes de Petri et les autres composants en verre et en plexiglas, en veillant à ne jamais les laisser tomber.
- ▶ À chaque utilisation, inspectez toujours visuellement les composants en verre et en plexiglas afin de détecter d'éventuels dommages.
- ▶ Arrêtez d'utiliser les composants en verre et en plexiglas endommagés.
- ▶ Portez toujours des gants de protection lors de l'élimination de morceaux de verre et de plexiglas.

2.4.2 Pannes en cours de fonctionnement

Si un instrument est endommagé, des bords coupants ou des fils électriques exposés peuvent entraîner des blessures.

- ▶ Vérifiez régulièrement l'instrument afin de détecter tout dommage visible.
- ▶ En cas de panne, éteignez immédiatement l'instrument et informez-en l'exploitant.
- ▶ Arrêtez d'utiliser les instruments endommagés.

2.4.3 Instrument endommagé à cause de la mauvaise installation d'un module IP

Un module IP mal installé peut faire pénétrer de la matière et de l'humidité dans l'instrument.

- ▶ N'ouvrez pas le module IP.
- ▶ Veillez à ce que les ports USB soient couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

2.4.4 Contamination par maliciels due à des raccordements à d'autres équipements ou réseaux

Les raccordements à d'autres équipements ou à un réseau peuvent engendrer une contamination de l'instrument par un logiciel malveillant.

- ▶ Installez un logiciel antivirus ainsi qu'un pare-feu sur l'instrument avant de le connecter à d'autres équipements ou réseaux.

2.4.5 Perte de données

En cas de panne de courant, en raison de la foudre ou d'une coupure de courant, par exemple, les données de mesure risquent d'être perdues.

- ▶ Sauvegardez régulièrement les données.

2.4.6 Endommagements de la mémoire interne causés par un arrêt inapproprié

Un arrêt inapproprié de l'instrument peut endommager la mémoire interne.

- ▶ Suivez la procédure décrite pour arrêter l'instrument. Voir Fonctionnement

2.5 Équipements de protection individuelle

Selon l'application, des risques liés à la chaleur et/ou aux produits chimiques corrosifs peuvent survenir.

- ▶ Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité, des vêtements et des gants de protection.

- ▶ Assurez-vous que l'équipement de protection individuelle répond aux exigences des fiches de données de sécurité de tous les produits chimiques utilisés.

2.6 Modifications

Les modifications non autorisées peuvent affecter la sécurité et entraîner des accidents.

- ▶ Utilisez exclusivement des accessoires, des pièces de rechange et des consommables BUCHI d'origine.
- ▶ Effectuez des modifications techniques uniquement avec l'accord écrit préalable de BUCHI.
- ▶ N'autorisez les modifications que par les techniciens de service BUCHI.

BUCHI décline toute responsabilité pour les dommages, défauts et dysfonctionnements résultant de modifications non autorisées.

3 Description du produit

3.1 Description du fonctionnement

ProxiMate™ est un spectromètre NIR qui peut être utilisé pour déterminer la concentration de différents paramètres dans des échantillons de produits alimentaires et de nourriture pour animaux de façon non destructive.

ProxiMate™ est fourni dans différents formats. Selon la version spécifiée, ProxiMate™ est soit un spectromètre NIR, soit un spectromètre visible et NIR combiné.

L'instrument génère un faisceau NIR et de lumière visible axé sur l'échantillon à analyser. La lumière réfléchiée par l'échantillon est recueillie et séparée spatialement par un élément de diffraction. La lumière diffractée est dirigée sur un détecteur à barrettes de diodes. Les signaux émis par le détecteur sont analysés et un spectre de réflectance est créé. Ce spectre est une nouvelle fois analysé en vue de calculer les composants requis.

Traitement des données

La lumière NIR interagit avec la matière de l'échantillon de différentes façons, laissant une empreinte caractéristique sur le spectre. Les spectres des liquides comme des solides peuvent être mesurés à l'aide de ProxiMate™. Les spectres des échantillons solides sont directement recueillis, alors que les échantillons liquides nécessitent l'utilisation d'un adaptateur de transflexion.

Application

L'application définit tous les paramètres associés à la mesure d'un type d'échantillon particulier.

À savoir :

- les propriétés à mesurer ;
- les calibrations utilisées ;
- la procédure de fonctionnement standard.

Il est possible d'importer ou d'exporter un fichier comportant toutes les données de l'application pour permettre à cette même application d'être utilisée sur un deuxième ProxiMate™ (en fonction des exigences de la licence de calibration).

3.2 Options de présentation des échantillons

Le choix de la présentation des échantillons de ProxiMate™ se veut optimisé pour le type d'échantillon analysé et pour l'environnement de travail dans lequel l'instrument est utilisé.

ProxiMate™ peut être configuré selon plusieurs options de présentation : les configurations Up View et Down View.

3.2.1 Configuration Up View

La configuration Up View oriente et recueille la lumière depuis le dessous de l'échantillon. La lumière NIR traverse la base d'une boîte de Petri en verre avant d'interagir avec l'échantillon analysé. Grâce à la mesure Up View, une surface plus régulière est présentée au ProxiMate™, garantissant un résultat de mesure précis. Les boîtes de Petri en verre sont recommandées pour assurer des performances optimales. En outre, lorsqu'elles sont associées à un adaptateur de transflexion, elles permettent de mesurer des liquides par le biais de la configuration Up View.

3.2.2 Configuration Down View


Grâce à la configuration Down View, la lumière est axée sur la surface supérieure de l'échantillon, depuis laquelle elle est recueillie. Dans les zones où le verre est interdit (comme certaines zones de production de produits alimentaires), le mode Down View offre un avantage majeur : la lumière NIR n'interagit pas avec le récipient de l'échantillon. Étant donné que les plastiques affichent leurs propres spectres NIR, la modification du type de boîte peut influencer le résultat et entraîner des variations de mesure. L'utilisation du mode Down View empêche ces fluctuations. En outre, la configuration Down View de ProxiMate™ permet l'utilisation de récipients de grand volume. Ces derniers peuvent s'avérer particulièrement utiles pour les échantillons non homogènes, car la mesure est moyennée sur une zone d'échantillon beaucoup plus grande.

3.3 Modes de mesure

3.3.1 Mode Réflexion diffuse

Les matériaux non translucides peuvent être analysés par réflexion diffuse.


La pénétration de la lumière NIR est limitée par le matériau de l'échantillon. Elle interagit avec l'échantillon, est réfractée et réfléchi de façon diffuse dans le capteur. Les rayons réfléchis comportent les informations spectrales de l'échantillon.



- ① Échantillon
- ② Capteur
- ③ Lumière

3.3.2 Mode Transflexion

Les liquides translucides et opaques peuvent être analysés à l'aide du mode Transflexion. La lumière pénètre le liquide, est réfléchi de façon diffuse par la plaque de référence et traverse l'échantillon une seconde fois. Les rayons transfléchis comportent les informations spectrales de l'échantillon.



- ① Couverture de transfléctance
- ② Coupelle d'échantillon
- ③ Capteur
- ④ Lumière

3.4 Configuration

3.4.1 Vue de face




Fig. 1: Vue de face

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Panneau de contrôle | 2 | Interrupteur principal de marche/arrêt |
| 3 | Fenêtre Up View | 4 | Zone de présentation des échantillons |
| 5 | Fenêtre Down View | | |



REMARQUE

L'instrument étant conçu pour une installation fixe, il n'est pas équipé d'une fiche secteur.

L'interrupteur principal de marche/arrêt n'interrompt pas l'alimentation électrique.

► Consultez Chapitre 5.4 « Branchement des connexions électriques », page 22

État de l'interrupteur principal de marche/arrêt

État	Description
Aucune lumière	L'instrument n'est pas allumé
Lumière fixe	L'instrument est allumé
Lumière clignotante	L'instrument s'éteint

3.4.2 Vue de derrière




Fig. 2: Vue de derrière (avec module IP avancé)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cache de la lampe Down View | 2 | Cache de la cartouche d'agent des-
séchant |
| 3 | Port USB | 4 | Port USB |
| 5 | Passe-câble pour la connexion ré-
seau | 6 | Module IP avancé |
| 7 | Passe-câble pour le câble d'alimenta-
tion | 8 | Refroidisseur |

Les connexions de l'instrument sont situées derrière le module IP avancé. Consultez Chapitre 3.4.3 « Connexions (module IP retiré) », page 16

3.4.3 Connexions (module IP retiré)




Fig. 3: Connexions à l'arrière

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | Non disponible | 2 | Ports réseau |
| 3 | Audio | 4 | Ports désactivés |
| 5 | Ports USB | 6 | Port d'affichage |
| 7 | Ne pas utiliser | | |

3.4.4 Emplacement de la plaque signalétique




Fig. 4: Emplacement de la plaque signalétique

1 Plaque signalétique

3.5 Contenu de la livraison



REMARQUE

Le contenu de livraison dépend de la configuration de la commande.

La livraison des accessoires s'effectue selon la commande, la confirmation de commande et le bon de livraison.

3.6 Plaque signalétique

La plaque signalétique identifie l'instrument. La plaque signalétique est située sur le côté de l'instrument. Consultez Chapitre 3.4.4 « Emplacement de la plaque signalétique », page 17




Fig. 5: Plaque signalétique

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Nom et adresse de la société | 2 | Nom de l'instrument |
| 3 | Numéro de série | 4 | Gamme de tension d'entrée |
| 5 | Fréquence | 6 | Consommation électrique maximale |
| 7 | Année de fabrication | 8 | Code du produit |
| 9 | Autorisations | 10 | Symbole « Ne pas éliminer avec les déchets ménagers » |

3.7 Caractéristiques techniques

3.7.1 ProxiMate™

Caractéristiques techniques	ProxiMate™
Dimensions (L x l x H)	260 x 435 x 500 mm
Poids	23 kg
Consommation électrique	60 W
Fréquence	50/60 Hz
Tension de connexion	100 à 240 VAC ± 10 %
Alimentation maximale pour tous les ports USB	5 W
Code IP	IP69
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2
Classes d'appareil	I
Détecteur NIR	InGaAs refroidi thermoélectrique-
	ment
Détecteur VIS	Si
Gamme de longueur d'onde NIR	900 à 1 700 nm
Résolution NIR	7,0 nm
Résolution des données NIR	3,1 nm
Gamme de longueur d'onde VIS	400 à 900 nm

Caractéristiques techniques	ProxiMate™
Résolution VIS	Supérieure à 15 nm
Résolution des données VIS	2 nm
Taille du point d'illumination Up View	8 mm
Taille du point d'illumination Down View	30 mm
Autorisation	CE/CSA
Type de lampe	Tungstène-halogène
Durée de vie moyenne (lampe)	9 000 h
Écran	10,4 po

3.7.2 Conditions ambiantes

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer	2 000 m
Température ambiante	5 à 40 °C (25 °C)
Humidité relative maximale	80 % pour les températures jusqu'à 31 °C diminuant de façon linéaire à 50 % à 40 °C
Température de stockage	45 °C max.

3.7.3 Matériaux

Composant	Matériau de construction
Boîtier	Acier 1.4301
Joints du boîtier	EPDM 50
Boîtier	Aluminium avec revêtement
Joints du boîtier	EPDM 70
Vitre Up View	Sapphire (Al ₂ O ₃)
Vitre Down View	Borofloat
Joints des vitres	EPDM A75
Refroidisseur	Aluminium avec revêtement EpoFlon 526/4562
Joints du cadre du refroidisseur	HDPE
Joints du refroidisseur	EPDM
Écran	Verre
Cadre de l'écran	Acier 1.4301
Joints de l'écran	1K MS-Polymère, Körapop 225
Joints du module de câbles	FKM
Boîtier USB/Wi-Fi	Acier 1.4301
Cache USB/Wi-Fi	HDPE
Joints USB/Wi-Fi	Silicone

4 Transport et stockage

4.1 Transport



AVIS

Risque de casse du fait d'un transport inapproprié

S'assurer que l'instrument est complètement démonté.

Toutes les pièces de l'instrument doivent être emballées dans un emballage anti-casse. Utiliser dans la mesure du possible l'emballage d'origine.

Éviter tout choc violent lors du transport.

- ▶ Après le transport, vérifier que l'instrument et qu'aucune partie en verre ne sont endommagés.
- ▶ Signaler au transporteur tout dommage provoqué par le transport.
- ▶ Conserver les emballages pour d'éventuels transports ultérieurs.

4.2 Stockage

- ▶ Assurez-vous que les conditions ambiantes sont respectées (voir Chapitre 3.7 « Caractéristiques techniques », page 18).
- ▶ Dans la mesure du possible, stockez dans l'emballage d'origine.
- ▶ Après stockage de l'appareil, contrôlez tous les tuyaux afin de détecter d'éventuels endommagements, et remplacez si nécessaire.

4.3 Levage de l'instrument



AVERTISSEMENT

Danger dû à un transport incorrect

Les conséquences possibles sont des blessures par écrasement, des coupures et des cassures.

- ▶ L'instrument doit être transporté par deux personnes en même temps.
- ▶ Soulever l'instrument aux emplacements indiqués.




Fig. 6: Levage de l'instrument

- ▶ Soulevez l'instrument – cette opération nécessite que deux personnes lèvent l'instrument aux endroits indiqués au bas de l'instrument.

5 Installation

5.1 Avant installation



AVIS

Endommagement de l'instrument à cause d'une mise en marche prématurée.

Ne pas mettre en marche l'instrument prématurément après le transport au risque de l'endommager.

- ▶ Après le transport, attendre que l'instrument prenne la température ambiante.

5.2 Site d'installation

Le site d'installation doit respecter les exigences suivantes :

- Surface ferme, plane et sans vibrations.
- Espace minimal requis : 260 mm x 435 mm x 500 mm (L x l x H).
- Prenez en compte les dimensions et le poids maximum du produit.
- N'exposez pas l'instrument à des charges thermiques externes, telles que les rayons directs du soleil.



REMARQUE

Assurez-vous que l'alimentation électrique peut être débranchée à n'importe quel moment en cas d'urgence.

5.3 Sécurisation contre les séismes




Fig. 7: Sécurisation contre les séismes

1 Refroidisseur

2 Cordon

- ▶ Enroulez un cordon autour du refroidisseur et attachez-le à un point fixe.

5.4 Branchement des connexions électriques



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décès ou de brûlures graves causés par le courant électrique.

- ▶ Faites réaliser l'installation par un électricien ou par une personne dotée d'une expertise similaire.
- ▶ Après l'installation, vérifiez la sécurité électrique.

L'instrument est conçu pour une installation statique.

Condition requise:

- L'installation électrique doit être conforme aux spécifications techniques. Voir Chapitre 3.7 « Caractéristiques techniques », page 18.
- Le lieu d'installation doit être conforme aux spécifications techniques. Voir Chapitre 3.7 « Caractéristiques techniques », page 18.
- ▶ Faites réaliser l'installation par un électricien ou par une personne dotée d'une expertise similaire.
- ▶ Effectuez l'installation conformément aux instructions. Voir le *Guide d'installation électrique*.


5.5 Installation d'un périphérique USB




REMARQUE

Assurez-vous que le port USB est recouvert par le cache ou le capot de protection.


- ▶ Ouvrez l'un des caches des ports USB.



- ▶ Branchez le périphérique USB dans le port USB.



- Fixez le capot de protection.




5.6 Paramètres du logiciel

5.6.1 Demande de licence d'un logiciel ou d'une application

Les données suivantes sont nécessaires pour la demande de licence :

- Nom d'article
- N° de l'article (numéro de référence du logiciel ou de l'application)
- Numéro de série (numéro de série de la licence du logiciel/autocollant sur la page de couverture du guide rapide ou numéro de série de l'instrument)
- Nom de la société
- Prénom
- Nom
- Numéro de série
- Pays
- Adresse e-mail

Chemin de navigation

→  → [Demande de licence]

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.

- Appuyez sur le bouton [Demande de licence].

⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue contenant le menu Demande de licence.

License Request

Article Name	Host ID
<input type="text"/>	<input type="text" value="4C52620FA587"/>
Article No.	Serial Number
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Company Name	Country
<input type="text"/>	<input type="text"/>
First & Last Name	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Create"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

- Appuyez sur le bouton [Éditer].

⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.

- ▶ Renseignez les informations requises.
 - ▶ Appuyez sur **[Créer]** pour enregistrer le fichier de demande de licence.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue contenant une confirmation et l'emplacement du fichier de demande de licence.
 - ▶ Confirmez en appuyant sur **[OK]**.
 - ▶ Ouvrez l'emplacement et enregistrez le fichier de demande de licence sur une clé USB ou un support similaire.
 - ▶ Envoyez le fichier de demande de licence et une brève explication à registration@buchi.com.
- ⇒ Vous recevrez un fichier de licence en retour.

5.6.2 Importation de licence

Chemin de navigation

→  → **[Importation de licence]**

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.
 - Un fichier de licence valide (numéro de série et date corrects) est disponible.
 - ▶ Appuyez sur le bouton **[Importation de licence]**.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue contenant les emplacements de dossiers.
 - ▶ Accédez à l'emplacement du fichier de licence à importer.
 - ▶ Sélectionnez le fichier de licence et confirmez en cliquant sur **[OK]**.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant que le fichier de licence a été importé avec succès.
 - ▶ Confirmez en appuyant sur **[OK]**.
- ⇒ Les licences disponibles sont indiquées dans la section *Informations*.

Avant d'importer les applications correspondantes, le logiciel NIRWise doit être redémarré.


5.6.3 Calibration d'un vecteur de correction des données de base (BCV)

Chemin de navigation

→  → **[Calibration BCV]**

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.
- Une présentation des échantillons est définie.
- L'instrument est stabilisé avec au moins 2 heures de fonctionnement continu.
- ▶ Accédez à l'action **[Calibration BCV]** en suivant le chemin de navigation.
 - ⇒ L'instrument affiche une boîte de dialogue.



- | | | | |
|---|--|---|-------------------|
| 1 | Visualisation des mesures | 2 | Référence externe |
| 3 | Progression (vue) | 4 | Mode de mesure |
| 5 | ID de la présentation des échantillons | | |

Définition des paramètres de calibration des échantillons solides

- ▶ Appuyez sur [*Visualisation des mesures*]
- ⇒ L'écran affiche le menu Visualisation des mesures.
- ▶ Sélectionnez [*Haut*] ou [*Bas*] selon la vue à calibrer.
- ▶ Confirmez en appuyant sur [*OK*].
- ▶ Appuyez sur [*Mode de mesure*].
- ⇒ L'écran affiche le menu Mode de mesure.
- ▶ Sélectionnez [*Réflexion diffuse*].
- ▶ Confirmez en appuyant sur [*OK*].
- ▶ Appuyez sur [*Référence externe*].
- ⇒ L'écran affiche le menu Référence externe.
- ▶ Sélectionnez le numéro correspondant à l'autocollant sur le blanc de référence externe.
- ▶ Confirmez en appuyant sur [*OK*].
- ▶ Appuyez sur [*Présentation des échantillons*].
- ⇒ L'écran affiche le menu Présentation des échantillons.
- ▶ Sélectionnez [*Par défaut*].
- ▶ Confirmez en appuyant sur [*OK*].




Fig. 8: Plaque de positionnement avec deux ouvertures pour les modes Up View et Down View

Mesure du blanc de référence externe en mode Up View




Fig. 9: Bague d'entretoise mince pour le mode Up View

Condition requise:

- ☑ Les paramètres ont été correctement définis.
- ☑ Le blanc de référence est propre et intact.
- ▶ Placez la plaque de positionnement sur l'instrument.
- ▶ Placez la bague d'entretoise mince pour le mode Up View dans la découpe ronde de la plaque de positionnement au-dessus de la fenêtre Up View.
- ▶ Ouvrez le blanc de référence en dévissant le couvercle.
- ▶ Placez le blanc de référence orienté vers le bas sur la bague d'entretoise mince.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Démarrer]*.
- ▶ Respectez les consignes qui s'affichent à l'écran pendant la calibration.
- ▶ Confirmez les instructions en cliquant sur *[OK]*.
- ⇒ Le système vous invite à faire pivoter le blanc de référence externe 4 fois.
- ▶ Faites pivoter la référence externe en tournant la bague d'entretoise.
- ⇒ L'écran affiche une confirmation de la réussite de la calibration.
- ⇒ La lampe est préchauffée pendant 2 minutes après la calibration BCV.
- ▶ Redémarrez le logiciel NIRWise une fois la calibration BCV effectuée avec succès.
- ▶ Dans le cas d'un instrument à double affichage, répétez la calibration pour le mode Down View.

Mesure du blanc de référence externe en mode Down View




Fig. 10: Bague d'entretoise épaisse pour le mode Down View

Condition requise:

- ☑ Les paramètres ont été correctement définis.
- ☑ Le blanc de référence est propre et intact.
- ▶ Placez la plaque de positionnement sur l'instrument.
- ▶ Placez la bague d'entretoise épaisse pour le mode Down View dans la découpe semi-ronde de la plaque de positionnement sous la fenêtre Down View.
- ▶ Ouvrez le blanc de référence en dévissant le couvercle.
- ▶ Placez le blanc de référence orienté vers le haut sur la bague d'entretoise épaisse.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Démarrer]*.
- ▶ Respectez les consignes qui s'affichent à l'écran pendant la calibration.
- ▶ Confirmez les instructions en cliquant sur *[OK]*.
- ⇒ Le système vous invite à faire pivoter le blanc de référence externe 4 fois.
- ▶ Faites pivoter la référence externe en tournant la bague d'entretoise.
- ⇒ L'écran affiche une confirmation de la réussite de la calibration.
- ⇒ La lampe est préchauffée pendant 2 minutes après la calibration BCV.
- ▶ Redémarrez le logiciel NIRWise une fois la calibration BCV effectuée avec succès.
- ▶ Dans le cas d'un instrument à double affichage, répétez la calibration pour le mode Up View.

Définition des paramètres de calibration des échantillons liquides

- ▶ Appuyez sur *[Visualisation des mesures]*.
 - ⇒ L'écran affiche le menu Visualisation des mesures.
- ▶ Sélectionnez *[Haut]* pour la calibration des mesures de liquides.
- ▶ Confirmez en appuyant sur *[OK]*.
- ▶ Appuyez sur *[Mode de mesure]*.
 - ⇒ L'écran affiche le menu Mode de mesure.
- ▶ Sélectionnez *[Transflexion]*.
- ▶ Confirmez en appuyant sur *[OK]*.
- ▶ Appuyez sur *[Référence externe]*.
 - ⇒ L'écran affiche le menu Référence externe.
- ▶ Sélectionnez *[Transflexion]*.
- ▶ Confirmez en appuyant sur *[OK]*.
- ▶ Appuyez sur *[Présentation des échantillons]*.
 - ⇒ L'écran affiche le menu Présentation des échantillons.
- ▶ Sélectionnez la présentation des échantillons que vous avez créée pour l'application dans le menu Application.
- ▶ Si la liste n'affiche que l'option *[Par défaut]*, sélectionnez *[Nouveau]* et saisissez un nom.
 - ⇒ Un nouvel ID de présentation des échantillons est créé. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.
- ▶ Sélectionnez votre nouvel ID de présentation des échantillons. Assurez-vous que cet ID de présentation des échantillons est également utilisé dans les paramètres de l'application.

Mesure de la couverture de transfectance en mode Up View




Fig. 11: Couverture de transfectance pour la mesure des liquides en mode Up View

Condition requise:

- Les paramètres ont été correctement définis.
- La couverture de transfectance est propre et intacte.
- La coupelle d'échantillon est propre et sans rayures.
- ▶ Placez une coupelle d'échantillon vide sur la position de mesure Up View.
- ▶ Placez la couverture de transfectance dans la coupelle d'échantillon vide.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Démarrer]*.
- ▶ Respectez les consignes qui s'affichent à l'écran pendant la calibration.
- ▶ Confirmez les instructions en cliquant sur *[OK]*.
 - ⇒ Le système vous invite à faire pivoter la référence externe 4 fois.
- ▶ Faites pivoter la couverture de transfectance.
 - ⇒ L'écran affiche une confirmation de la réussite de la calibration.
 - ⇒ La lampe est préchauffée pendant 2 minutes après la calibration BCV.
- ▶ Redémarrez le logiciel NIRWise une fois la calibration BCV effectuée avec succès.


5.6.4 Importation de données de référence normalisées



REMARQUE

L'emplacement du dossier de destination est fixe. Consultez Chapitre 10.2 « Explication des types de fichiers et emplacement des dossiers », page 100.

Chemin de navigation

→  → [*Importation des données de référence externes*]

Condition requise:

- Le fichier des données de référence est enregistré sur l'instrument.
- ▶ Accédez à l'action [*Importation des données de référence externes*] par le biais du chemin de navigation.
 - ⇒ L'écran affiche la fenêtre de dialogue *Importation des données de référence externes*.
- ▶ Appuyez sur le bouton à côté du fichier du champ de saisie.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les données de référence sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez le fichier d'importation.
- ▶ Sélectionnez le bouton [*OK*].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ▶ Appuyez sur le bouton [*Importer*].
 - ⇒ La référence externe est importée.

5.6.5 Modification de la langue de l'instrument

Chemin de navigation

→  → [*Général*]

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez à l'affichage *Général* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction [*Éditer*] sur la barre de fonctions.
- ▶ Appuyez sur l'action [*Langue sélectionnée*].
 - ⇒ Le panneau de contrôle affiche une boîte de dialogue reprenant les langues sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une langue.
- ▶ Sélectionnez le bouton [*OK*].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ Le panneau de contrôle affiche une fenêtre de dialogue.
- ▶ Appuyez sur le bouton [*OK*] pour confirmer la fenêtre de dialogue.
- ▶ Redémarrez le logiciel.

6 Fonctionnement



⚠ ATTENTION

Risque de blessures par éclats de verre

Risque d'endommagement de l'écran par des objets contondants.

- Tenir les objets contondants éloignés de l'écran.

6.1 Disposition du panneau de contrôle



























Fig. 12: Panneau de contrôle

Numéro	Description	Fonction
1	Barre d'état	Affiche l'état actuel de l'instrument. Consultez Chapitre 6.4 « Barre d'état », page 40
2	Barre de menu	Affiche les symboles représentant les menus. Consultez Chapitre 6.3 « Barre de menu », page 31
3	Zone de contenu	Affiche les paramètres actuels, les sous-menus ou les actions selon l'utilisation en cours.
4	Barre de fonctions	Affiche les fonctions qui peuvent être exécutées selon l'utilisation en cours. Consultez Chapitre 6.2 « Barre de fonctions », page 29

6.2 Barre de fonctions






La barre de fonctions affiche les opérations disponibles selon l'utilisation en cours. Pour exécuter ces opérations, appuyez sur les boutons correspondants de la barre de fonctions.

icônes	Description	Signification
	[Retour]	L'unité de commande revient à la vue précédente.
	[Confirmer]	Confirme un résultat de mesure.
	[Éteindre]	L'instrument s'éteint.
	[Sélectionner]	Sélectionne l'application marquée.
	[Connexion]	L'écran affiche la fenêtre <i>Connexion</i> .
	[Sélection multiple]	Active la sélection multiple de mesures.
	[Tout sélectionner]	Sélectionne toutes les mesures de la liste. AVIS ! Uniquement si la sélection multiple est activée.
	[Rapports]	Génère le rapport à l'écran.
	[Enregistrement Excel]	Enregistre le rapport au format Excel.
	[Enregistrement PDF]	Enregistre le rapport au format PDF.
	[Imprimer]	Envoie le rapport à l'imprimante.
	[Modifier]	Permet la modification de l'élément sélectionné.
	[Nouveau]	Crée une nouvelle application ou propriété.
	[Supprimer]	Supprime la valeur sélectionnée.
	[Copier]	Copie l'application marquée.
	[Autocal]	Démarre la fonction de calibration automatique.
	[Importer]	Importe les données.
	[Exporter]	Exporte les données marquées.
	[Importer/exporter les données de mesure]	Importe ou exporte des données selon la fonction.
	[Informations]	Affiche les informations relatives à l'instrument et aux licences installées.
	[Pleine page]	Le rapport est adapté à l'affichage en pleine page.
	[Défilement sur la largeur]	Le rapport est adapté au défilement sur la largeur.
	[Aller à Windows]	L'instrument affiche la surface Windows®.

6.3 Barre de menu

Les menus sont représentés par des symboles sur la barre de menu. Les menus sont accessibles par le biais de l'écran tactile.

Les menus suivants sont disponibles :

Symbole du menu	Signification	Actions
	Menu [<i>Démarrer</i>]	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation d'une mesure. <p>Consultez Chapitre 6.3.1 « Menu Démarrer », page 32</p>
	Menu [<i>Historique</i>]	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage des résultats de mesures terminées. • Création de rapports. • Ajout de valeurs de référence des échantillons. • Ajout d'échantillons à l'ensemble de calibration. • Actualisation des calibrations à l'aide de la fonction AutoCal. • Exportation des données de mesure. <p>Consultez Chapitre 6.3.2 « Menu Historique », page 35</p>
	Menu [<i>Application</i>]	<ul style="list-style-type: none"> • Création, modification ou sélection d'une application. <p>Consultez Chapitre 6.3.3 « Menu Application », page 38</p>
	Menu [<i>Outils</i>]	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage des configurations, ainsi que des tests de maintenance et système. • Affichage du journal de l'instrument et des autres compteurs de l'instrument. • Demandes de licence et fonctions d'importation. • Configuration des sessions à distance. • Modification des identifiants de connexion. <p>Consultez Chapitre 6.3.4 « Menu Outils », page 39</p>
	Menu [<i>Configuration</i>]	<ul style="list-style-type: none"> • Modification des paramètres de l'instrument. <p>Disponible en mode Administrateur uniquement.</p>

6.3.1 Menu Démarrer












Fig. 13: Menu Démarrer

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Affichage de l'application sélectionnée | 2 | Ordre
Consultez Chapitre « Saisie d'un ordre », page 34 |
| 3 | ID d'échantillon
Consultez Chapitre « Saisie d'un ID d'échantillon », page 33 | 4 | Bouton de contrôle |
| 5 | Horodatage (automatique) | 6 | Affichage des propriétés de l'application sélectionnée |
| 7 | Affichage de la procédure de fonctionnement standard pour l'application sélectionnée | 8 | Remarque
Consultez Chapitre « Saisie d'une remarque », page 34 |
| 9 | Code barres
Consultez Chapitre « Saisie d'un code barres », page 33 | | |

Bouton de contrôle

Le bouton de contrôle peut afficher les symboles suivants :

Symbole	Signification
	<ul style="list-style-type: none"> • La mesure est terminée. • L'échantillon testé rentre dans les spécifications. • Si vous appuyez sur le symbole, l'instrument entame une mesure.
	<p>La valeur cible correspond au paramètre attendu pour le produit. La valeur cible est définie dans l'application.</p>


Symbole	Signification
	<ul style="list-style-type: none"> Aucune application n'est disponible. La mesure n'est pas possible.
	<ul style="list-style-type: none"> La mesure est terminée. La valeur prédite est en dehors de la tolérance.
	<p>La tolérance désigne une différence par rapport à la valeur cible.</p> <p>Les tolérances sont définies dans l'application.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> La mesure est terminée. Un modèle de calibration est manquant. Valeur de Mahalanobis non conforme. La valeur prédite est en dehors de la gamme de calibration. La valeur prédite est en dehors de la limite définie.
	<p>La limite est une valeur absolue.</p> <p>Les limites sont définies dans l'application.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> La mesure est en cours. Annuler la mesure.

Saisie d'un ID d'échantillon

L'ID d'échantillon est une étiquette permettant d'identifier l'échantillon analysé.

Chemin de navigation



- ▶ Appuyez sur le bouton  à côté de *[ID d'échantillon]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un numéro, un nom ou un code d'échantillon.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ L'ID d'échantillon est enregistré.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

Saisie d'un code barres


Le code barres est une étiquette permettant d'identifier l'échantillon analysé.

Un lecteur de code barres peut être connecté à l'instrument. Lorsque le lecteur de code barres est configuré, l'utilisateur peut utiliser cette étiquette pour identifier l'échantillon analysé.

Vous pouvez également saisir un code barres manuellement.

Chemin de navigation




- ▶ Appuyez sur le bouton  à côté de *[Code barres]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez le code barres pour l'échantillon.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ Le code barre est enregistré.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

Saisie d'une remarque

La remarque est une étiquette permettant d'identifier l'échantillon analysé. Dans les paramètres par défaut, la remarque n'est pas un champ obligatoire.

Chemin de navigation




- ▶ Appuyez sur le bouton  à côté de *[Remarque]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez une remarque.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La remarque est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

Saisie d'un ordre

L'ordre est une étiquette permettant d'identifier l'échantillon analysé. Dans les paramètres par défaut, l'ordre n'est pas un champ obligatoire.

Chemin de navigation



- ▶ Appuyez sur le bouton  à côté de *[Ordre]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un code ou un numéro d'ordre.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ L'ordre est enregistré.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

6.3.2 Menu Historique

Le menu *[Historique]* reprend les données de mesure précédentes.




Fig. 14: Menu Données

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Affichage des options de filtre sélectionnées | 2 | Horodatage |
| | Consultez Chapitre « Sélection d'un filtre », page 35 | | |
| | Chapitre « Suppression d'un filtre », page 36 | | |
| 3 | Bouton Filtre | 4 | ID d'échantillon |
| 5 | Propriétés de l'échantillon | 6 | Affichage des spectres |
| 7 | Affichage des propriétés/spectres | 8 | Agrandissement du champ de la remarque |
| 9 | Code barres | 10 | Remarque |
| 11 | Bouton Ajouter à l'ensemble des données de calibration | 12 | Nom de l'application |
| 13 | Numéro de l'ordre | | |

Consultez :

Création d'un rapport

Exportation des données de mesure

Ajout de données de mesure à une calibration

Sélection d'un filtre

Les filtres permettent à l'utilisateur de restreindre la sélection d'échantillons à ceux qui répondent à des critères spécifiques.

Chemin de navigation

→  → [Historique]

- ▶ Accédez au menu [Historique] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur le bouton Filtrer.
- ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les filtres sélectionnables.




Fig. 15: Fenêtre du filtre

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| 1 | Application | 2 | Heure et date |
| 3 | Ordre | 4 | ID d'échantillon |
| 5 | Inclusion dans un ensemble de données de calibration (AutoCal) | | |

- ▶ Sélectionnez les paramètres de filtre selon les exigences.
- ▶ Sélectionnez le bouton [OK].
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ⇒ L'écran affiche les mesures filtrées.

Suppression d'un filtre

Chemin de navigation

→  → [Historique]

- ▶ Accédez au menu [Historique] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur le bouton Filtrer.
- ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les filtres sélectionnables.




Fig. 16: Fenêtre du filtre

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| 1 | Application | 2 | Heure et date |
| 3 | Ordre | 4 | ID d'échantillon |
| 5 | Inclusion dans un ensemble de données de calibration (AutoCal) | | |

- ▶ Appuyez sur le bouton [X] du filtre sélectionné.
- ▶ Sélectionnez le bouton [OK].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ L'écran affiche toutes les mesures disponibles.

6.3.3 Menu Application

Dans le menu *[Application]*, des applications peuvent être créées, modifiées et sélectionnées.




Fig. 17: Menu Application

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Affichage de la liste des applications ou des propriétés disponibles | 2 | Affichage de la liste des paramètres disponibles |
|---|--|---|--|

Consultez :

Chapitre 6.6 « Modification d'une application », page 42

Chapitre 6.7 « Suppression d'une application », page 49

Chapitre 6.8 « Modification d'une propriété », page 49

Chapitre 6.9 « Suppression d'une propriété », page 68

Chapitre 6.12.2 « Importation des données de l'application », page 75

Chapitre 6.12.3 « Exportation des données de l'application », page 75

6.3.4 Menu Outils

Le menu Outils propose différents outils pour la maintenance et les réglages de l'application.




Fig. 18: Menu Outils

1 Outils

Les outils suivants sont disponibles :

Action	Option	Explication
<i>[Journal NIRWise]</i>	Visualiser	Affiche une fenêtre avec la liste des messages survenus pendant le fonctionnement. (Tous les utilisateurs)
<i>[Sauvegarde des données NIRWise]</i>	Procédure	Effectue une sauvegarde des données. (Administrateur uniquement) Voir Chapitre 7.6 « Réalisation d'une sauvegarde des données », page 95.
<i>[Tests système étendus]</i>	Procédure	Effectue différents tests système. (Administrateur uniquement) Voir Chapitre 7.5.2 « Réalisation d'un test système exhaustif », page 94. Voir Chapitre 7.5.3 « Réalisation d'un test système avancé », page 95.
<i>[Test BCV]</i>	Procédure	Effectue un test de correction des données de base. (Administrateur uniquement) Voir Chapitre 7.5.1 « Réalisation d'un test Vecteur de correction des données de base », page 94.

Action	Option	Explication
[Confirmer le remplacement de lampe]	Réinitialiser	Voir Chapitre 7.2.3 « Confirmation du remplacement de la lampe », page 90. (Administrateur uniquement)
[Demande de licence]	Procédure	Voir Demande de licence. (Administrateur uniquement)
[Hôte distant]	Ouvrir le programme	Le logiciel TeamViewer s'ouvre pour permettre l'assistance à distance. (Administrateur uniquement)
[Restaurer la sauvegarde]		► Contacter le service clientèle de BUCHI.
[Mode Nettoyage]	Procédure	Voir Chapitre 7.7 « Nettoyage de l'écran », page 95. (Tous les utilisateurs)
[Compteurs opérationnels]	Visualiser/Procédure	Les données affichées dépendent de la configuration du système : Durée de fonctionnement total/Temp de fonctionnement NIR/Lampe Up View/Référence Up View/Température du système/Temp de rotation/Temp de fonctionnement VIS/Lampe Down View/Référence Down View/Humidité système (Administrateur uniquement)
[Historique des tests système étendus]	Visualiser	Affiche une fenêtre contenant plus d'informations sur les tests effectués. (Administrateur uniquement)
[Calibration BCV]	Procédure	Voir Calibration d'un vecteur de correction des données de base (BCV). (Administrateur uniquement)
[Importer des données de référence externes]	Procédure	Voir Chapitre 5.6.4 « Importation de données de référence normalisées », page 28.
[Importation de licence]	Procédure	Voir Importation de la licence. (Administrateur uniquement)
[Copie des fichiers de données]		► Contacter le service clientèle de BUCHI.
[Paramètres d'usine]		► Contacter le service clientèle de BUCHI.

6.4 Barre d'état

La barre d'état affiche l'état de l'instrument.




Les états suivants sont possibles :

Indications sur la barre d'état

Affichage	État
Stabilisation du spectromètre	Affiche le temps restant.

Affichage	État
Prêt pour mesurer	L'instrument est prêt pour mesurer.
Préchauffage	L'instrument préchauffe. La barre d'état affiche la température cible et la température actuelle de l'instrument.
Configuration...	L'instrument démarre. L'instrument charge une application.
Mesure en cours...	L'instrument effectue une mesure.
Ajuster le temps d'exposition...	L'instrument s'initialise.
Calibration BCV...	L'instrument calibre le vecteur de correction des données de base.
Initialisation en cours...	L'instrument s'initialise.
Mesure de la référence foncée...	L'instrument mesure la référence foncée interne.
Erreur	Une erreur est survenue. Consultez Chapitre 8 « Dépannage », page 97
Tests système étendus	L'action Test système étendu est activée. L'instrument attend une action.
Préconditionnement ...	L'instrument s'initialise.
Exécution du test système standard...	L'instrument effectue un test système standard.
Test système...	L'instrument effectue des tests internes.
Prêt pour la configuration...	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune application n'est sélectionnée. • Aucune correction des données de base n'est définie pour la présentation des échantillons de l'application actuelle.
Mesure du blanc de référence...	L'instrument s'initialise.
Préchauffage de lampe	L'instrument préchauffe la lampe. La barre d'état affiche le temps restant.

Symboles sur la barre d'état

icônes	État
	L'utilisateur actuel est connecté comme Administrateur. L'instrument est en mode Administrateur.
	L'utilisateur actuel est connecté comme Exploitant. L'instrument est en mode Exploitant.
	Un avertissement est survenu, vérifiez le <i>[Journal NIRWise]</i> . Consultez Chapitre 6.3.4 « Menu Outils », page 39

6.5 Connexion en mode Administrateur

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Exploitant.
- ▶ Accédez au menu *[Outils]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Connexion]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les utilisateurs disponibles.
- ▶ Appuyez sur *[Administrateur]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez le mot de passe.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ L'instrument est en mode Administrateur.
 - ⇒ La barre d'état affiche l'icône Administrateur.

6.6 Modification d'une application



REMARQUE

Les applications peuvent uniquement être modifiées en mode Administrateur.

6.6.1 Création d'une nouvelle application


Deux méthodes permettent de créer une application :

- en copiant une application existante
Consultez Chapitre « Création d'une nouvelle application en copiant une application existante », page 43
- en créant une nouvelle application
Consultez Chapitre « Création d'une nouvelle application », page 42

Création d'une nouvelle application

Procédures :

Chemin de navigation




Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Ajouter]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un nom pour l'application.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La nouvelle application est créée.

Création d'une nouvelle application en copiant une application existante

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:


- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur l'application que vous souhaitez copier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Copier]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un nom pour l'application.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre reprenant les propriétés de l'application copiée, surlignées en vert.
- ▶ Appuyez sur les propriétés que vous ne voulez pas copier.
 - ⇒ Les propriétés désactivées sont surlignées en blanc.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La nouvelle application est créée.

6.6.2 Modification de l'alias d'une application

La fonction Alias vous permet de donner un nom local à une application déjà définie.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Alias]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un alias pour l'application.

- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ⇒ L'alias est enregistré.


6.6.3 Modification de la visualisation des mesures d'une application

En fonction de la configuration de l'instrument, les visualisations de mesures suivantes sont disponibles :

Visualisation	Explication
Up	L'application utilise la lampe Up View. Les rayons sont dirigés et recueillis depuis le dessous de l'échantillon à travers le récipient de l'échantillon.
Down	L'application utilise la lampe Down View. Les rayons sont dirigés sur la surface supérieure de l'échantillon, depuis laquelle ils sont recueillis. Les rayons n'interagissent pas avec le récipient de l'échantillon.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action **[Visualisation des mesures]**.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.

6.6.4 Modification du mode de mesure d'une application

Choisissez le mode de mesure en fonction du paramètre défini pour la présentation des échantillons. Consultez Chapitre 6.6.5 « Modification de la présentation des échantillons d'une application », page 45


Les modes de mesure suivants sont disponibles :

Mode	Explication
Réflexion diffuse	L'application réalise la mesure en mode Réflexion. Le mode de mesure Réflexion diffuse est utilisé pour mesurer les échantillons solides et en poudre.

Mode	Explication
Transflexion (instruments Up View uniquement)	L'application réalise la mesure en mode Transflexion. Le mode Transflexion est utilisé pour mesurer les liquides et les gels. Le mode Transflexion nécessite l'utilisation d'une couverture de transflexion.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Mode de mesure]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.

6.6.5 Modification de la présentation des échantillons d'une application


Grâce au vecteur de correction des données de base (BCV), différents modes de présentation des échantillons peuvent être définis pour corriger, par exemple, l'effet du récipient de l'échantillon sur la mesure spectrale.

Les modes de présentation suivants sont disponibles :

Modes	Explication
Par défaut	Applique les paramètres par défaut pour la correction des données de base.
Nouveau	Calibre une correction individuelle des données de base. Consultez Calibration d'un vecteur de correction des données de base (BCV)
Correction individuelle des bases de données	Corrections individuelles des données de base calibrées.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Présentation des échantillons]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.

6.6.6 Saisie d'une description pour une application

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Description]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez une description pour l'application.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La description est enregistrée.

6.6.7 Modification de la rotation d'une application

L'application permet de sélectionner la rotation de l'échantillon pendant la mesure. Les paramètres suivants sont disponibles :

Mode	Explication
Oui	Le porte-échantillons tourne pendant la mesure.
Non	Le porte-échantillons ne tourne pas pendant la mesure.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Rotation]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.

6.6.8 Modification de la durée des mesures d'une application

La durée des mesures par défaut (15 secondes) permet à l'échantillon d'effectuer une rotation. Une durée de mesure plus courte ne permet pas une rotation complète de l'échantillon.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:


- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Durée des mesures]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la durée est enregistrée.

6.6.9 Saisie d'une procédure de fonctionnement standard (SOP) pour une application

Chaque application est associée à une procédure de fonctionnement standard (SOP) facultative. Une procédure de fonctionnement standard (SOP) énonce les consignes que l'utilisateur doit respecter pendant la mesure.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Protocole SOP]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez les étapes que l'exploitant doit suivre pour l'application.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La description est enregistrée.

6.6.10 Modification de la capacité de sélection d'une application

Indiquez si une application peut être sélectionnée par l'utilisateur pendant le fonctionnement.

Les modes suivants sont disponibles :

Mode	Explication
Oui	L'application est sélectionnable.
Non	L'application n'est pas sélectionnable.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Sélectionnables]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.

6.7 Suppression d'une application

Il existe deux options pour supprimer une application :

Option dans la fenêtre	Explication
[Oui]	<ul style="list-style-type: none"> • Supprime l'application et toutes les données correspondantes. <ul style="list-style-type: none"> ◦ L'application n'est plus sélectionnable. ◦ Supprime les données de mesure. ◦ Supprime l'usage enregistré. ◦ Supprime toutes les données des échantillons enregistrées avec l'application.
[Non]	<ul style="list-style-type: none"> • Supprime l'application et conserve les données correspondantes. <ul style="list-style-type: none"> ◦ L'application n'est plus sélectionnable. ◦ Les données de mesure restent disponibles. ◦ L'usage enregistré est conservé. ◦ Toutes les données des échantillons enregistrées avec l'application restent disponibles.




REMARQUE

La procédure suivante supprime complètement l'application. Il est impossible de restaurer l'application une fois qu'elle a été supprimée.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu [Application] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction [Éditer] sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction [Éditer] en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez supprimer.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Supprimer] de la barre de fonctions.
- ▶ Confirmez la question de sécurité.
 - ⇒ Une fenêtre avec les deux modes de suppression apparaît.
- ▶ Sélectionnez le mode de suppression.

6.8 Modification d'une propriété




REMARQUE

Les propriétés peuvent uniquement être modifiées en mode Administrateur.

6.8.1 Création d'une nouvelle propriété

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur l'une des propriétés disponibles.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Ajouter]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un nom pour la propriété.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La nouvelle propriété est créée.

6.8.2 Modification du nom d'une propriété



REMARQUE

Il est impossible de renommer une propriété une fois qu'elle a été utilisée.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Nom]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un nom pour la propriété.

- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ⇒ Le nouveau nom est enregistré.

6.8.3 Modification de l'alias d'une propriété

La fonction Alias vous permet de donner un nom local à une propriété déjà définie.
Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:


- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action **[Alias]**.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez un alias pour la propriété.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ L'alias est enregistré.

6.8.4 Modification de l'ordre de tri d'une propriété

L'ordre de tri définit la position dans laquelle la propriété sera affichée dans une application dans le cas de plusieurs propriétés.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action **[Trier les ordres]**.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie numérique.

- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de l'ordre de tri est enregistrée.

6.8.5 Modification du type de prédiction d'une propriété

La définition du type de prédiction influence les possibilités de paramétrage de la propriété.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Type de prédiction	Explication	Paramètres de prédiction disponibles
<i>[Modèle de calibration]</i>	Utilise le modèle de calibration attribué pour prédire la valeur du paramètre à partir du spectre. Le modèle de calibration utilise un modèle de chimiométrie.	<p>Positions décimales, consultez Chapitre 6.8.15 « Modification des positions décimales d'une propriété », page 62</p> <p>Unité, consultez Chapitre 6.8.16 « Modification de l'unité d'une propriété », page 63</p> <p>Gamme de longueur d'onde initiale, consultez Chapitre 6.8.6 « Modification de la gamme de longueur d'onde initiale (modèle de calibration uniquement) », page 56</p> <p>Valeur post-prédite, consultez Chapitre 6.8.7 « Modification de la valeur post-prédite (modèle de calibration uniquement) », page 57</p> <p>Pente, consultez Chapitre 6.8.18 « Modification de la pente d'une propriété », page 64</p> <p>Biais, consultez Chapitre 6.8.17 « Modification du biais d'une propriété », page 63</p> <p>Mahalanobis, consultez Chapitre 6.8.19 « Modification de la Mahalanobis d'une propriété (modèle de calibration uniquement) », page 64</p> <p>Cible, consultez Chapitre 6.8.20 « Modification de la cible d'une propriété », page 65</p> <p>Tolérance min., consultez Chapitre 6.8.24 « Modification de la tolérance minimale d'une propriété », page 67</p> <p>Tolérance max., consultez Chapitre 6.8.23 « Modification de la tolérance maximale d'une propriété », page 67</p> <p>Limite min., consultez Chapitre 6.8.22 « Modification de la limite minimale d'une propriété », page 66</p> <p>Limite max., consultez Chapitre 6.8.21 « Modification de la limite maximale d'une propriété », page 66</p>

Type de prédiction	Explication	Paramètres de prédiction disponibles
<i>[Propriétés calculées]</i>	Utilise des propriétés définies qui sont calculées de façon mathématique à partir d'autres propriétés (p. ex., matière sèche = 100 - humidité).	<p>Positions décimales, consultez Chapitre 6.8.15 « Modification des positions décimales d'une propriété », page 62</p> <p>Unité, consultez Chapitre 6.8.16 « Modification de l'unité d'une propriété », page 63</p> <p>Formule, consultez Chapitre 6.8.10 « Modification de la formule (propriétés calculées uniquement) », page 59</p> <p>Pente, consultez Chapitre 6.8.18 « Modification de la pente d'une propriété », page 64</p> <p>Biais, consultez Chapitre 6.8.17 « Modification du biais d'une propriété », page 63</p> <p>Cible, consultez Chapitre 6.8.20 « Modification de la cible d'une propriété », page 65</p> <p>Tolérance min., consultez Chapitre 6.8.24 « Modification de la tolérance minimale d'une propriété », page 67</p> <p>Tolérance max., consultez Chapitre 6.8.23 « Modification de la tolérance maximale d'une propriété », page 67</p> <p>Limite min., consultez Chapitre 6.8.22 « Modification de la limite minimale d'une propriété », page 66</p> <p>Limite max., consultez Chapitre 6.8.21 « Modification de la limite maximale d'une propriété », page 66</p>

Type de prédiction	Explication	Paramètres de prédiction disponibles
<i>[Couleur]</i>	Uniquement pour les modèles dotés d'un détecteur visible. Mesure la couleur de l'échantillon.	<p>Positions décimales, consultez Chapitre 6.8.15 « Modification des positions décimales d'une propriété », page 62</p> <p>Observateur, consultez Chapitre 6.8.11 « Modification de l'observateur (couleur uniquement) », page 60</p> <p>Illuminant, consultez Chapitre 6.8.12 « Modification de l'illuminant (couleur uniquement) », page 60</p> <p>Métrique, consultez Chapitre 6.8.13 « Modification de la valeur métrique (couleur uniquement) », page 61</p> <p>Élément métrique, consultez Chapitre 6.8.14 « Modification de l'élément métrique (couleur uniquement) », page 62</p> <p>Pente, consultez Chapitre 6.8.18 « Modification de la pente d'une propriété », page 64</p> <p>Biais, consultez Chapitre 6.8.17 « Modification du biais d'une propriété », page 63</p> <p>Cible, consultez Chapitre 6.8.20 « Modification de la cible d'une propriété », page 65</p> <p>Tolérance min., consultez Chapitre 6.8.24 « Modification de la tolérance minimale d'une propriété », page 67</p> <p>Tolérance max., consultez Chapitre 6.8.23 « Modification de la tolérance maximale d'une propriété », page 67</p> <p>Limite min., consultez Chapitre 6.8.22 « Modification de la limite minimale d'une propriété », page 66</p> <p>Limite max., consultez Chapitre 6.8.21 « Modification de la limite maximale d'une propriété », page 66</p>

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Type de prédiction]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
- ▶ Modifiez les paramètres de prédiction disponibles selon vos besoins.

6.8.6 Modification de la gamme de longueur d'onde initiale (modèle de calibration uniquement)

Sélectionnez la gamme de longueur d'onde pour la calibration initiale.



REMARQUE


Les modifications apportées au fichier du projet remplacent la sélection réalisée ici.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Type de longueur d'onde	Explication
<i>[NIR uniquement]</i>	Gamme de longueur d'onde NIR uniquement (900 à 1 700 nm)
<i>[VIS uniquement]</i>	Gamme de longueur d'onde VIS uniquement (400 à 900 nm)
<i>[VIS NIR]</i>	Gamme de longueur d'onde NIR et VIS (400 à 1 700 nm)

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.

- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action [*Gamme de longueur d'onde initiale*].
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton [*OK*].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La valeur de la gamme de longueur d'onde initiale est enregistrée.


6.8.7 Modification de la valeur post-prédite (modèle de calibration uniquement)

Les paramètres suivants sont disponibles :

Type de post-prédiction	Explication
[<i>Valeur prédite</i>]	Calcule les valeurs comme le prédit le modèle de chimio-métrie.
[<i>Résidu</i>]	Est une indication de l'applicabilité du modèle. Le résidu désigne la valeur efficace de la différence entre les spectres prétraités et les spectres reconstruits.
[<i>Distance Mahalanobis</i>]	Calcule la valeur sur la base d'un calcul de Mahalanobis.
[<i>Base de calibration standard</i>]	Convertit la valeur du paramètre de la calibration en la valeur obtenue à une humidité différente. L'humidité d'une propriété s'avère nécessaire à la réalisation de ce type de post-prédiction. Consultez : Chapitre 6.8.8 « Modification de la base de calibration (modèle de calibration uniquement) », page 58 Chapitre 6.8.9 « Modification de la base d'affichage (modèle de calibration uniquement) », page 59

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu [*Application*] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction [*Éditer*] sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction [*Éditer*] en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.

- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Valeur post-prédite]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.


6.8.8 Modification de la base de calibration (modèle de calibration uniquement)

Les paramètres suivants sont disponibles :

Type	Explication
<i>[Teneur en matière sèche]</i>	La valeur de la propriété est exprimée en omettant la présence d'eau dans l'échantillon. La contribution en eau est soustraite du calcul.
<i>[Humidité xx%]</i>	La valeur de la propriété est exprimée en supposant une teneur en eau de xx %. La quantité d'eau est exprimée en un pourcentage du poids total.
<i>[En l'état]</i>	La valeur de la propriété est exprimée en incluant la présence d'eau dans l'échantillon. La contribution en eau est incluse dans le calcul.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- Le type de post-prédiction *[Base de calibration standard]* est sélectionné.
 - ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
 - ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
 - ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
 - ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
 - ▶ Appuyez sur l'action *[Base de calibration]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
 - ▶ Sélectionnez une valeur.
 - ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La valeur de la base de calibration est enregistrée.


6.8.9 Modification de la base d'affichage (modèle de calibration uniquement)

Les paramètres suivants sont disponibles :

Type	Explication
[Teneur en matière sèche]	La valeur de la propriété est exprimée en omettant la présence d'eau dans l'échantillon. La contribution en eau est soustraite du calcul.
[Humidité xx%]	La valeur de la propriété est exprimée en supposant une teneur en eau de xx %. La quantité d'eau est exprimée en un pourcentage du poids total.
[En l'état]	La valeur de la propriété est exprimée en incluant la présence d'eau dans l'échantillon. La contribution en eau est incluse dans le calcul.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- Le type de post-prédiction [*Base de calibration standard*] est sélectionné.
- ▶ Accédez au menu [*Application*] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction [*Éditer*] sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction [*Éditer*] en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action [*Base d'affichage*].
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton [*OK*].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La valeur de la base d'affichage est enregistrée.

6.8.10 Modification de la formule (propriétés calculées uniquement)

Formule de calcul pour la prédiction.

Pour connaître les règles permettant de saisir une formule, consultez Chapitre 10.3 « Règles de saisie d'une formule », page 101

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Formule]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez la formule.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La formule est enregistrée.

6.8.11 Modification de l'observateur (couleur uniquement)

Paramètres disponibles correspondant à la norme internationale CIE 1931/CIE 1964.
Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:


- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Observateur]*.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La valeur du type d'observateur est enregistrée.

6.8.12 Modification de l'illuminant (couleur uniquement)

Paramètres disponibles correspondant à la norme internationale ISO 11664-2:2007/
CIE S 014-2:2006.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Illuminant]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de l'illuminant est enregistrée.

6.8.13 Modification de la valeur métrique (couleur uniquement)

Les paramètres suivants sont disponibles :

Type	Explication
<i>[Lab]</i>	Calcule la valeur métrique dans l'espace de couleur L*a*b.
<i>[LCh]</i>	Calcule la valeur métrique dans l'espace de couleur L*C*h.
<i>[XYZ]</i>	Calcule les valeurs dans l'espace de couleur XYZ.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Métrique]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.

- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ⇒ La valeur métrique est enregistrée.

6.8.14 Modification de l'élément métrique (couleur uniquement)

Les options disponibles dépendent de la valeur métrique sélectionnée dans Chapitre 6.8.13 « Modification de la valeur métrique (couleur uniquement) », page 61
Procédures :

Chemin de navigation




Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action **[Élément métrique]**.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre de dialogue reprenant les valeurs sélectionnables.
- ▶ Sélectionnez une valeur.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La valeur de l'élément métrique est enregistrée.

6.8.15 Modification des positions décimales d'une propriété

Nombre de positions décimales affichées par une propriété.
Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.

- ▶ Appuyez sur l'action [*Positions décimales*].
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton [*OK*].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur des positions décimales est enregistrée.

6.8.16 Modification de l'unité d'une propriété




REMARQUE

Caractères spéciaux

- ▶ Appuyez sur le bouton [*Maj*] dans le champ de saisie alphanumérique.
 - ⇒ Le champ de saisie alphanumérique affiche les caractères spéciaux disponibles.

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu [*Application*] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction [*Éditer*] sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction [*Éditer*] en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action [*Unité*].
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie alphanumérique.
- ▶ Saisissez une unité pour la propriété.
- ▶ Sélectionnez le bouton [*OK*].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ L'unité est enregistrée.


6.8.17 Modification du biais d'une propriété

Un biais est une valeur constante.

Cette valeur est ajoutée au résultat d'une prédiction afin de corriger une déviation constante entre les valeurs prédites et les valeurs de référence.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu [*Application*] par le biais du chemin de navigation.


- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action **[Biais]**.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur du biais est enregistrée.

6.8.18 Modification de la pente d'une propriété

La pente est un facteur utilisé pour corriger les différentes systématiques proportionnelles entre le résultat d'une mesure et la valeur de référence.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Éditer]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction **[Éditer]** en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action **[Pente]**.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la pente est enregistrée.

6.8.19 Modification de la Mahalanobis d'une propriété (modèle de calibration uniquement)

La distance Mahalanobis est la mesure d'une similarité spectrale entre le spectre mesuré et l'ensemble de données utilisées dans la calibration.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Mahalanobis]*.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la Mahalanobis est enregistrée.

6.8.20 Modification de la cible d'une propriété

Définit la valeur cible, par rapport aux tolérances à prendre en compte.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Cible]*.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la cible est enregistrée.

6.8.21 Modification de la limite maximale d'une propriété

Définit la limite supérieure de la propriété.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Limite max.]*.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la limite est enregistrée.

6.8.22 Modification de la limite minimale d'une propriété

Définit la limite inférieure de la propriété.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Limite min.]*.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.

- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ⇒ La valeur de la limite est enregistrée.


6.8.23 Modification de la tolérance maximale d'une propriété

La tolérance désigne une différence par rapport à la valeur cible.

Définit la tolérance supérieure par rapport à la cible.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.
- ▶ Appuyez sur l'action *[Tolérance max.]*.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la tolérance est enregistrée.

6.8.24 Modification de la tolérance minimale d'une propriété

La tolérance désigne une différence par rapport à la valeur cible.

Définit la tolérance inférieure par rapport à la cible.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran affiche la vue *Propriété*.

- ▶ Appuyez sur l'action *[Tolérance min.]*.
 - ⇒ L'unité de commande affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie numérique.
- ▶ Entrez la valeur dans le champ de saisie numérique.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ La valeur de la tolérance est enregistrée.

6.9 Suppression d'une propriété



REMARQUE

Il est impossible de supprimer une propriété une fois qu'elle a été utilisée pour une mesure.

Procédures :

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu *[Application]* par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez modifier.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la propriété que vous souhaitez supprimer.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Supprimer]* sur la barre de fonctions.
- ▶ Sélectionnez *[Oui]* pour confirmer l'action en réponse à la question de confirmation.
 - ⇒ La propriété est supprimée.

6.10 Saisie des valeurs de référence

Chemin de navigation



Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	<i>[Modifier]</i>	Permet la modification de l'élément sélectionné.
	<i>[Ajouter à l'ensemble des données de calibration]</i>	Ajoute l'élément sélectionné à l'ensemble des données de calibration.

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.
- Les échantillons ont été mesurés avec ProxiMate™ et nommés correctement et de manière unique.

- ☑ Les valeurs de référence des échantillons ont été déterminées par une méthode principale.
- ▶ Accédez au menu *[Historique]* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éditer]* sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran surligne la fonction *[Éditer]* en vert.
- ▶ Appuyez sur le nom de la mesure à modifier.
 - ⇒ L'échantillon est mis en surbrillance en vert et les détails de la mesure, accompagnés des propriétés, s'affichent sur le côté droit de l'écran.
- ▶ Appuyez sur la propriété à modifier.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie numérique.
- ▶ Saisissez la valeur de référence.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
 - ⇒ La valeur de référence est définie.
- ▶ Saisissez les valeurs de référence des autres paramètres si nécessaire.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Ajouter à l'ensemble des données de calibration]*.
 - ⇒ Le bouton sera mis en surbrillance en vert et la mesure est activée pour AutoCal.
- ▶ Répétez ces étapes pour tous les échantillons à ajouter à la calibration.

6.10.1 Importation de valeurs de référence par le biais d'un modèle Excel

Chemin de navigation


→  → *[Historique]*

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	<i>[Exporter]</i>	Exporte les données marquées.
---	-------------------	-------------------------------

Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur.
- ☑ Les échantillons ont été mesurés avec ProxiMate™ et nommés correctement et de manière unique.
- ☑ Les valeurs de référence des échantillons ont été déterminées par une méthode principale.
- ▶ Accédez au menu *[Historique]* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Sélectionnez les mesures pertinentes (celles pour lesquelles de nouvelles valeurs de référence sont disponibles). Reportez-vous au guide rapide *Quick Guide ProxiMate – Exports and reports* pour savoir comment sélectionner plusieurs échantillons.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Exporter]* de la barre de fonctions.
 - ⇒ Une fenêtre apparaît.



- ▶ Sélectionnez l'onglet *Valeurs de référence*.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[Créer un modèle Excel]*.
 - ⇒ L'écran affiche un menu Windows.
- ▶ Sélectionnez un emplacement selon vos besoins. Ne renommez pas le fichier de modèle.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Enregistrer]*.
 - ⇒ L'écran affiche une confirmation que le modèle a été créé et enregistré.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[OK]*.
 - ⇒ Le modèle est exporté.
- ▶ Transférez le modèle vers un emplacement approuvé sur un PC, sinon il sera ouvert en mode protégé.
- ▶ Ouvrez le modèle avec Excel et entrez les valeurs de référence.
- ▶ Enregistrez le modèle avec les valeurs de référence.
- ▶ Copiez le modèle sur une clé USB ou dans ProxiMate.
- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Importer]* dans la barre de fonctions.
 - ⇒ Une fenêtre apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'onglet *Valeurs de référence*.
- ▶ Sélectionnez l'action *[Importer les valeurs de référence]*.
 - ⇒ La fenêtre *Ouvrir des fichiers* apparaît.
- ▶ Sélectionnez le fichier à importer.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[OK]*.
 - ⇒ L'écran affiche une confirmation indiquant le nombre de valeurs de référence importées.
- ⇒ Les valeurs de référence sont importées et affichées dans les détails de mesure des échantillons associés.

6.11 Exécution d'AutoCal pour créer ou mettre à jour des calibrations

Chemin de navigation

→  → *[Historique]*


Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

**[Autocal]**

Démarre la fonction de calibration automatique.

Condition requise:

- ☑ L'instrument est en mode Administrateur.
- ☑ Les valeurs de référence d'au moins trois échantillons sont définies dans le menu **[Historique]** pour l'application et le paramètre choisis et au moins trois valeurs de référence sont différentes.
- ▶ Accédez au menu **[Historique]** en suivant les indications de navigation.
- ▶ Accédez à l'une des mesures que vous souhaitez ajouter à la calibration.
- ▶ Appuyez sur la mesure.
 - ⇒ L'échantillon est mis en surbrillance en vert et les détails de la mesure, accompagnés des propriétés, s'affichent sur le côté droit de l'écran.
- ▶ Appuyez sur le bouton **[AutoCal]** de la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue contenant la liste de toutes les propriétés de l'application sélectionnée.
- ▶ Désélectionnez toutes les propriétés que vous ne voulez pas mettre à jour.
- ▶ Confirmez en appuyant sur **[OK]**.
 - ⇒ L'écran affiche la boîte de dialogue *Actualisation des calibrations*.
 - ⇒ À la fin du processus de calibration, l'écran affiche la boîte de dialogue *Confirmer la calibration*.
- ▶ Comparez les modèles de calibration avant et après l'extension.
- ▶ **[Accepter]** ou **[Refuser]** le nouveau modèle de calibration.
 - ⇒ Si le nouveau modèle de calibration est accepté, l'ancien modèle de calibration est remplacé et conservé dans le dossier d'historique du dossier de calibration.
 - ⇒ Si le nouveau modèle de calibration est rejeté, l'ancien modèle de calibration est conservé.




- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Nom des paramètres statistiques | 2 | Valeurs des paramètres statistiques de la calibration réelle |
| 3 | Valeurs des paramètres statistiques de la nouvelle calibration | 4 | ID des n dernières mesures (par défaut = cinq) |
| 5 | Valeurs des paramètres selon la calibration réelle | 6 | Valeurs des paramètres telles que prédites par la nouvelle calibration |
| 7 | Bouton [Accepter] | 8 | Bouton [Refuser] |

6.11.1 Ouverture du résumé de la calibration pour rechercher des informations statistiques

Chemin de navigation

→  → [Démarrer]

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

 [Sélectionner] Sélectionne l'application marquée.

Condition requise:

- Au moins une application est téléchargée sur NIRWise.
- ▶ Accédez au menu [Démarrer] en suivant les indications de navigation.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Application].
 - ⇒ Le menu [Application] s'ouvre.
- ▶ Appuyez sur l'application qui vous intéresse.
 - ⇒ L'application est mise en surbrillance en vert.
- ▶ Confirmez en appuyant sur le bouton [Sélectionner] de la barre de fonctions.
 - ⇒ Le menu revient au menu [Démarrer] et les propriétés de l'application sélectionnée s'affichent dans le coin inférieur droit.
- ▶ Appuyez sur la propriété qui vous intéresse.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue contenant le résumé de la calibration de cette propriété.
- ▶ Confirmez en appuyant sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue.

6.12 Importation et exportation

6.12.1 Exportation des données de mesure

Création d'exportations

Types d'exportations dans NIRWise :

- tsv : format utilisé dans le logiciel de chimométrie NIRWise Plus. Contient les valeurs mesurées, les valeurs de référence et les données spectrales.
- jdx : format d'exportation général.
- csv : contient les valeurs mesurées et éventuellement les métadonnées et les valeurs de référence et/ou les données spectrales.

Création de l'exportation d'un seul échantillon

Chemin de navigation

→  → [Historique]


Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

 [Exporter] Exporte les données marquées.

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.
- Au moins une mesure est disponible dans le menu *Historique*.
- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.

- ▶ Accédez à la mesure que vous voulez exporter et appuyez dessus.
 - ⇒ L'écran met la mesure sélectionnée en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Exporter]* dans la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche le menu *Exporter*.





- ▶ Sélectionnez le format de fichier dans lequel vous souhaitez effectuer l'exportation.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Exporter]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

Création de l'exportation de plusieurs échantillons de la même application

Chemin de navigation

→  → *[Historique]*

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	<i>[Exporter]</i>	Exporte les données marquées.
	<i>[Sélection multiple]</i>	Active la sélection multiple de mesures.

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.
- Au moins deux mesures de la même application sont disponibles dans le menu *Historique*.

- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Accédez à l'une des mesures que vous voulez exporter et appuyez dessus.
 - ⇒ L'écran met la mesure sélectionnée en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Sélection multiple]* de la barre de fonctions.
 - ⇒ La vue des échantillons affiche uniquement les mesures de l'application sélectionnée et le bouton *[Sélection multiple]* est mis en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur tous les autres échantillons que vous voulez exporter.
 - ⇒ Tous les échantillons sélectionnés sont mis en surbrillance en vert.




- ▶ Appuyez sur la fonction *[Exporter]* dans la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche le menu *Exporter*.
- ▶ Sélectionnez le format de fichier dans lequel vous souhaitez effectuer l'exportation.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Exporter]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

Création de l'exportation de tous les échantillons de la même application

Chemin de navigation

→  → *[Historique]*

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	<i>[Exporter]</i>	Exporte les données marquées.
	<i>[Sélection multiple]</i>	Active la sélection multiple de mesures.
	<i>[Tout sélectionner]</i>	Sélectionne toutes les mesures de la liste.

AVIS ! Uniquement si la sélection multiple est activée.

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur.
 - Au moins deux mesures de la même application sont disponibles dans le menu *Historique*.
- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.
 - ▶ Accédez à l'une des mesures que vous voulez exporter et appuyez dessus.
 - ⇒ L'écran met la mesure sélectionnée en surbrillance en vert.
 - ▶ Appuyez sur le bouton *[Sélection multiple]* de la barre de fonctions.
 - ⇒ La vue des échantillons affiche uniquement les mesures de l'application sélectionnée et le bouton *[Sélection multiple]* est mis en surbrillance en vert.
 - ▶ Appuyez sur le bouton *[Tout sélectionner]*.
 - ⇒ Tous les échantillons de l'application sont mis en surbrillance en vert.
 - ▶ Appuyez sur la fonction *[Exporter]* dans la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche le menu *Exporter*.
 - ▶ Sélectionnez le format de fichier dans lequel vous souhaitez effectuer l'exportation.
 - ▶ Appuyez sur le bouton *[Exporter]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

Accès aux fichiers de données créés

Chemin de navigation

→  → *[Outils]*

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :




[Aller à Windows]

L'instrument affiche la surface Windows®.

- ▶ Accédez au menu *Outils* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Aller à Windows].
 - ⇒ L'écran bascule vers le bureau de l'ordinateur intégré.
- ▶ Ouvrez le dossier *Données* sur le bureau.
- ▶ Accédez aux sous-dossiers *Exportations*, puis *Données*.
- ▶ Recherchez le fichier exporté portant le nom de l'application et la date et l'heure de l'exportation.

6.12.2 Importation des données de l'application

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu [Application] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur la fonction [Importer] sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre vous invitant à choisir les dossiers sur l'instrument.
- ▶ Accédez au dossier d'enregistrement de l'application que vous souhaitez importer.
- ▶ Sélectionnez l'application.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre reprenant les propriétés de l'application que vous souhaitez importer. Toutes les propriétés sont surlignées en vert.
- ▶ Appuyez sur les propriétés que vous ne voulez pas importer.
 - ⇒ Les propriétés désactivées sont surlignées en blanc.
- ▶ Sélectionnez le bouton [OK].
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ L'application est importée.

6.12.3 Exportation des données de l'application


Cette fonction d'exportation permet l'utilisation d'applications (sans licence) sur un autre instrument.



REMARQUE

L'emplacement du dossier de destination est fixe. Consultez Chapitre 10.2 « Explication des types de fichiers et emplacement des dossiers », page 100.

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez au menu [Application] par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur l'application que vous souhaitez exporter.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.

- ▶ Appuyez sur la fonction **[Exporter]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre reprenant les propriétés de l'application que vous souhaitez exporter. Toutes les propriétés sont surlignées en vert.
- ▶ Appuyez sur les propriétés que vous ne voulez pas exporter.
 - ⇒ Les propriétés désactivées sont surlignées en blanc.
- ▶ Sélectionnez le bouton **[OK]**.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ⇒ L'application est exportée.

6.13 Création de rapports

Les rapports contiennent les informations suivantes :





- Informations sur la société
- Détails de l'instrument
- Résumé des mesures (pour plusieurs échantillons)
- Détails des mesures
- Résultats de mesure
- Spectre des échantillons

6.13.1 Création d'un rapport sur un seul échantillon

Chemin de navigation

→  → *[Historique]*

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	[Rapports]	Génère le rapport à l'écran.
	[Imprimer]	Envoie le rapport à l'imprimante.
	[Enregistrement PDF]	Enregistre le rapport au format PDF.
	[Enregistrement Excel]	Enregistre le rapport au format Excel.

Condition requise:

- L'instrument est en mode opérateur pour l'affichage et l'exportation des rapports.
 - L'instrument est en mode administrateur pour l'impression des rapports.
 - Au moins une mesure est disponible dans le menu *Historique*.
 - Une imprimante a été configurée sur l'instrument.
- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.
 - ▶ Accédez à l'une des mesures que vous voulez exporter et appuyez dessus.
 - ⇒ L'écran met la mesure sélectionnée en surbrillance en vert.
 - ▶ Appuyez sur la fonction **[Rapports]** dans la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche le rapport au format PDF.
 - ▶ Pour imprimer le rapport, appuyez sur le bouton **[Imprimer]**.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue indiquant la progression de l'impression.
 - ▶ Pour exporter le rapport au format PDF, appuyez sur le bouton **[Enregistrement PDF]**.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

- ▶ Pour exporter le rapport au format Excel, appuyez sur le bouton *[Enregistrement Excel]*.






⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

6.13.2 Création d'un rapport sur plusieurs échantillons de la même application

Chemin de navigation

→  → *[Historique]*

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	<i>[Rapports]</i>	Génère le rapport à l'écran.
	<i>[Sélection multiple]</i>	Active la sélection multiple de mesures.
	<i>[Imprimer]</i>	Envoie le rapport à l'imprimante.
	<i>[Enregistrement PDF]</i>	Enregistre le rapport au format PDF.
	<i>[Enregistrement Excel]</i>	Enregistre le rapport au format Excel.

Condition requise:

- L'instrument est en mode opérateur pour l'affichage et l'exportation des rapports.
- L'instrument est en mode administrateur pour l'impression des rapports.
- Au moins deux mesures de la même application sont disponibles dans le menu *Historique*.







- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Accédez à l'une des mesures que vous voulez exporter et appuyez dessus.
 - ⇒ L'écran met la mesure sélectionnée en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur le bouton *[Sélection multiple]* de la barre de fonctions.
 - ⇒ La vue des échantillons affiche uniquement les mesures de l'application sélectionnée et le bouton *[Sélection multiple]* est mis en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur tous les autres échantillons que vous voulez exporter.
 - ⇒ Tous les échantillons sélectionnés sont mis en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction *[Rapports]* dans la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche le rapport au format PDF.
- ▶ Pour imprimer le rapport, appuyez sur le bouton *[Imprimer]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue indiquant la progression de l'impression.
- ▶ Pour exporter le rapport au format PDF, appuyez sur le bouton *[Enregistrement PDF]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.
- ▶ Pour exporter le rapport au format Excel, appuyez sur le bouton *[Enregistrement Excel]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

6.13.3 Création d'un rapport sur tous les échantillons de la même application

Chemin de navigation

→  → [Historique]

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

	[Rapports]	Génère le rapport à l'écran.
	[Sélection multiple]	Active la sélection multiple de mesures.
	[Tout sélectionner]	Sélectionne toutes les mesures de la liste. AVIS ! Uniquement si la sélection multiple est activée.
	[Imprimer]	Envoie le rapport à l'imprimante.
	[Enregistrement PDF]	Enregistre le rapport au format PDF.
	[Enregistrement Excel]	Enregistre le rapport au format Excel.

Condition requise:

- L'instrument est en mode opérateur pour l'affichage et l'exportation des rapports.
- L'instrument est en mode administrateur pour l'impression des rapports.
- Au moins deux mesures de la même application sont disponibles dans le menu *Historique*.

- ▶ Accédez au menu *Historique* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Accédez à l'une des mesures que vous voulez exporter et appuyez dessus.
 - ⇒ L'écran met la mesure sélectionnée en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Sélection multiple] de la barre de fonctions.
 - ⇒ La vue des échantillons affiche uniquement les mesures de l'application sélectionnée et le bouton [Sélection multiple] est mis en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Tout sélectionner].
 - ⇒ Tous les échantillons de la même application sont mis en surbrillance en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction [Rapports] dans la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran affiche le rapport au format PDF.
- ▶ Pour imprimer le rapport, appuyez sur le bouton [Imprimer].
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue indiquant la progression de l'impression.
- ▶ Pour exporter le rapport au format PDF, appuyez sur le bouton [Enregistrement PDF].
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.
- ▶ Pour exporter le rapport au format Excel, appuyez sur le bouton [Enregistrement Excel].
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue confirmant le succès de l'exportation.

6.13.4 Accès aux fichiers de données créés

Chemin de navigation

→  → [Outils]

Symboles de la barre de fonctions utilisés dans cette section :

 [Aller à Windows] L'instrument affiche la surface Windows®.

- ▶ Accédez au menu *Outils* en suivant les indications de navigation.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Aller à Windows].
 - ⇒ L'écran bascule vers le bureau de l'ordinateur intégré.
- ▶ Ouvrez le dossier *Données* sur le bureau.
- ▶ Accédez aux sous-dossiers *Exportations*, puis *Données*.
- ▶ Recherchez le fichier exporté portant le nom de l'application et la date et l'heure de l'exportation.

6.14 Réalisation d'une mesure



REMARQUE

Code barres/ID d'échantillon/Ordre/Remarque

Le code barres, l'ID d'échantillon, l'ordre et la remarque relatifs à un échantillon peuvent être modifiés à tout moment pendant la mesure.

- ▶ Consultez Chapitre « Saisie d'un ID d'échantillon », page 33
- ▶ Consultez Chapitre « Saisie d'un code barres », page 33
- ▶ Consultez Chapitre « Saisie d'une remarque », page 34
- ▶ Consultez Chapitre « Saisie d'un ordre », page 34



REMARQUE

Le renvoi de l'échantillon de test à la production peut entraîner une contamination.

- ▶ Ne renvoyez pas d'échantillon de test à la production.



REMARQUE

Porte-échantillons contaminé ou défectueux.

Un porte-échantillons contaminé ou défectueux provoque des erreurs de mesure.

- ▶ N'utilisez pas de porte-échantillons défectueux.
- ▶ Veillez à ce que le porte-échantillons soit propre.



REMARQUE

Résultats de mesure erronés en raison de boîtes de Petri trop remplies.

Le matériau de l'échantillon peut sortir des boîtes de Petri trop remplies. Ce matériau d'échantillon peut entraîner une accumulation de substance sur la fenêtre de mesure et générer des résultats de mesure erronés.

- ▶ Ne remplissez pas excessivement les boîtes de Petri.

6.14.1 Préparation de l'instrument

Temps requis :
Jusqu'à 30 minutes

Condition requise:

- Toutes les opérations de mise en service sont terminées. Consultez Chapitre 5 « Installation », page 21
- ▶ Appuyez sur l'interrupteur principal de **marche/arrêt**.
 - ⇒ Le système démarre.
 - ⇒ L'écran affiche la barre d'état jaune.
 - ⇒ Une fois la phase de démarrage terminée, la barre d'état passe du jaune au noir.

6.14.2 Lancement des mesures

Chemin de navigation



Condition requise:

- L'instrument est préparé. Consultez Chapitre 6.14.1 « Préparation de l'instrument », page 80
- ▶ Accédez au menu **[Application]** par le biais du chemin de navigation.
- ▶ Appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
 - ⇒ L'écran surligne l'application en vert.
- ▶ Appuyez sur la fonction **[Sélectionner]** sur la barre de fonctions.
 - ⇒ L'écran passe au menu **[Démarrer]**.
- ▶ Conformément aux exigences de l'application, placez l'échantillon dans la zone de présentation des échantillons.
- ▶ Appuyez sur le bouton de contrôle..
 - ⇒ L'instrument effectue la mesure.
 - ⇒ La barre d'état affiche l'état **Mesure en cours**.

6.14.3 Fin des mesures

Condition requise:

- Le bouton de contrôle indique que l'une des mesures est terminée.
- ▶ Le symbole du bouton de contrôle indique la catégorie de spécifications qui correspond à l'échantillon.

Les catégories de spécifications suivantes sont possibles :

Catégories de spécifications	Pour obtenir des explications, consultez Chapitre « Bouton de contrôle », page 32	Pour obtenir des explications, consultez Chapitre 10.1 « Résultats de mesure », page 100
Conforme aux spécifications	x	x
Tolérance	x	x
Limite	x	x

- ▶ Continuez conformément aux spécifications correspondant à l'échantillon.

Conforme aux spécifications	Tolérance	Limite
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur la fonction <i>[Confirmer]</i> sur la barre de fonctions. ⇒ La mesure est enregistrée. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur le bouton de contrôle. ▶ Appuyez sur la fonction <i>[Confirmer]</i> sur la barre de fonctions. ⇒ La mesure est enregistrée. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur le bouton de contrôle. ▶ Appuyez sur la fonction <i>[Confirmer]</i> sur la barre de fonctions. ⇒ La mesure est enregistrée.

6.14.4 Arrêt de l'instrument

Chemin de navigation



- ▶ Appuyez sur la fonction *[Éteindre]* sur la barre de fonctions.
- ▶ Répondez **YES** à la question de confirmation.
- ⇒ L'instrument s'éteint.

7 Nettoyage et entretien



REMARQUE

- ▶ Il n'est possible d'effectuer que les opérations d'entretien et de nettoyage décrites dans cette section.
- ▶ N'effectuez aucune opération d'entretien et de nettoyage impliquant l'ouverture du boîtier.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange BUCHI d'origine afin d'assurer un fonctionnement correct et de préserver la garantie.
- ▶ Effectuez les opérations d'entretien et de nettoyage décrites dans cette section pour prolonger la durée de vie de l'instrument.

7.1 Opérations de maintenance régulières



REMARQUE

Si des procédures de nettoyage particulières s'avèrent nécessaires, contactez le service à la clientèle BUCHI.

www.buchi.com/contact

Composant	Action	Fréquence
Récepteur de l'échantillon	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essuyez les récepteurs d'échantillon à l'aide d'un chiffon humide. ▶ S'ils sont très sales : <ul style="list-style-type: none"> • utilisez un détergent doux • rincez à l'eau claire • essuyez à l'aide d'un chiffon non pelucheux 	Tous les jours
Vitre Up View	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon humide. ▶ Si elle est très sale, utilisez de l'éthanol ou un détergent doux. 	Tous les jours
Vitre Down View	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon humide. ▶ Si elle est très sale, utilisez de l'éthanol ou un détergent doux. 	Tous les jours
Présentation des échantillons	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essuyez la zone de présentation des échantillons à l'aide d'un chiffon humide. ▶ Si elle est très sale, utilisez de l'éthanol ou un détergent doux. 	Tous les jours
Données	▶ Sauvegardez les données. Consultez Chapitre 7.6 « Réalisation d'une sauvegarde des données », page 95	Toutes les semaines
Boîtier	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide. ▶ S'il est très sale, utilisez de l'éthanol ou un détergent doux. 	Toutes les semaines
Ailettes de refroidissement	▶ Retirez la poussière et les corps étrangers des ailettes de refroidissement en utilisant de l'air comprimé ou un aspirateur.	Toutes les semaines

Composant	Action	Fréquence
Panneau de contrôle	▶ Effectuez un test du Baseline Correction Vector. Consultez Chapitre 7.5.1 « Réalisation d'un test Vecteur de correction des données de base », page 94	Toutes les semaines
Écran	▶ Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon humide. Consultez Chapitre 7.7 « Nettoyage de l'écran », page 95	Toutes les semaines
Glissières du porte-échantillons	▶ Vérifiez que les glissières du porte-échantillons ne présentent pas une usure excessive.	Tous les mois
Panneau de contrôle	▶ Effectuez un test système avancé. Consultez Chapitre 7.5.3 « Réalisation d'un test système avancé », page 95	Tous les mois
Cartouche d'agent desséchant	▶ Vérifiez le fonctionnement de la cartouche d'agent desséchant. Chapitre 7.3 « Vérification de la cartouche d'agent desséchant », page 90 ▶ Si nécessaire, changez la cartouche d'agent desséchant. Consultez Chapitre 7.4 « Remplacement de la cartouche d'agent desséchant », page 92	Tous les ans
Panneau de contrôle	▶ Effectuez un test système exhaustif. Consultez Chapitre 7.5.2 « Réalisation d'un test système exhaustif », page 94	Tous les ans

7.2 Remplacement des lampes




AVIS

Risque de lampe cassée

Le fait de toucher l'ampoule ou le réflecteur avec les mains peut endommager la lampe.

- ▶ Ne touchez pas l'ampoule avec les doigts.




- ▶ Saisissez la lampe aux endroits indiqués.


7.2.1 Remplacement de la lampe Down View

- ▶ Débranchez l'alimentation de l'instrument.
- ▶ Attendez 15 minutes que la lampe refroidisse.


- ▶ Ouvrez le cache sur le dessus de l'instrument.




- ▶ Retirez le joint et le cache.




- ▶ Appuyez sur la bague.
- ▶ Tournez la bague de 1/4 de tour dans le sens antihoraire.




- ▶ Retirez la lampe défectueuse du socle.




- ▶ Débranchez la lampe défectueuse.




- ▶ Branchez la nouvelle lampe.




- ▶ Placez la nouvelle lampe branchée dans le socle.
- ▶ Veillez à ce que la vis indiquée se trouve dans la rainure du socle de la lampe.




- ▶ Placez la bague et le ressort sur le socle.




- ▶ Appuyez sur la bague.
- ▶ Tournez la bague de 1/4 de tour dans le sens horaire.



- ▶ Placez le joint et le cache sur l'instrument.




- ▶ Fixez le cache sur l'instrument.




- ▶ Remplacez la cartouche d'agent desséchant. Consultez Chapitre 7.4 « Remplacement de la cartouche d'agent desséchant », page 92
- ▶ Confirmez le remplacement de la lampe. Consultez Chapitre 7.2.3 « Confirmation du remplacement de la lampe », page 90
- ▶ Effectuez une calibration du vecteur de correction des données de base. Consultez Calibration d'un vecteur de correction des données de base (BCV)

7.2.2 Remplacement de la lampe Up View


- ▶ Débranchez l'alimentation de l'instrument.
- ▶ Attendez 15 minutes que la lampe refroidisse.
- ▶ Tournez la lampe.
- ▶ Veillez à ce que l'instrument ne bascule pas pendant la procédure de remplacement de la lampe.




- ▶ Ouvrez le cache sur le dessous de l'instrument.




- ▶ Retirez le joint et le cache.




- ▶ Appuyez sur la bague.
- ▶ Tournez la bague de 1/4 de tour dans le sens antihoraire.




- ▶ Retirez la lampe défectueuse du socle.




- ▶ Débranchez la lampe défectueuse.




- ▶ Branchez la nouvelle lampe.




- ▶ Placez la lampe de remplacement branchée dans le socle.
- ▶ Veillez à ce que la vis indiquée se trouve dans la rainure du socle de la lampe.




- ▶ Placez la bague et le ressort sur le socle.




- ▶ Appuyez sur la bague.
- ▶ Tournez la bague de 1/4 de tour dans le sens horaire.



- ▶ Placez le joint et le cache sur l'instrument.




- Fixez le cache à l'aide de l'outil fourni.



- Remplacez la cartouche d'agent desséchant. Consultez Chapitre 7.4 « Remplacement de la cartouche d'agent desséchant », page 92
- Confirmez le remplacement de la lampe. Consultez Chapitre 7.2.3 « Confirmation du remplacement de la lampe », page 90
- Effectuez une calibration du vecteur de correction des données de base. Consultez Calibration d'un vecteur de correction des données de base (BCV)

7.2.3 Confirmation du remplacement de la lampe

Chemin de navigation

-  → [Confirmer le remplacement de lampe]

Condition requise:


- La lampe a été remplacée.
- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- Appuyez sur l'interrupteur principal de **marche/arrêt**.
 - ⇒ Le système démarre.
 - ⇒ L'écran affiche la barre d'état jaune.
 - ⇒ Une fois la phase de démarrage terminée, l'écran surligne la barre d'état en noir.
- Accédez à l'action [Confirmer le remplacement de lampe] par le biais du chemin de navigation.
- Sélectionnez la lampe qui a été remplacée (lampe Up View ou lampe Down View).
- Confirmez la question sécurisée en appuyant sur **OK**.

7.3 Vérification de la cartouche d'agent desséchant


Couleur	Description
Rose	Cartouche utilisée (remplacement requis)
Bleu	Cartouche inutilisée

Couleur


- ▶ Ouvrez le cache de la cartouche d'agent desséchant.

Description

- ▶ Retirez le cache et le joint.




- ▶ Vérifiez la couleur de la fenêtre de la cartouche d'agent desséchant.
- ▶ Si nécessaire, changez la cartouche d'agent desséchant. Consultez Chapitre 7.4 « Remplacement de la cartouche d'agent desséchant », page 92




Couleur


- Placez le joint et le cache sur l'instrument.

Description


- Fixez le cache.

**7.4 Remplacement de la cartouche d'agent desséchant**


- Ouvrez le cache de la cartouche d'agent desséchant.




- Retirez le cache et le joint.




- Retirez la cartouche d'agent desséchant utilisée.




- Placez une nouvelle cartouche d'agent desséchant dans l'instrument.



- Placez le joint et le cache sur l'instrument.



- ▶ Fixez le cache.



7.5 Réalisation des tests système

7.5.1 Réalisation d'un test Vecteur de correction des données de base

Chemin de navigation

→  → [Test BCV]

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez à l'action [Test BCV] par le biais du chemin de navigation.
 - ⇒ L'écran affiche la fenêtre *Test BCV*.
- ▶ Sélectionnez le nom de la présentation d'échantillons que vous souhaitez tester.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Démarrer].
- ▶ Respectez les consignes qui s'affichent à l'écran pendant le test.
- ▶ Confirmez les instructions en appuyant sur le bouton [OK].
- ▶ Une fois le test terminé, l'instrument enregistre les résultats dans un rapport.
 - ⇒ L'écran indique que les tests de correction des données de base sont terminés.

7.5.2 Réalisation d'un test système exhaustif

Chemin de navigation

→  → [Test système étendu]


Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- Les données de références externes pour tous les standards sont chargées.
- Le kit des standards des tests de performance est disponible.
- ▶ Accédez à l'action [Test système étendu] par le biais du chemin de navigation.
 - ⇒ L'écran affiche la fenêtre *Test système étendu*.
- ▶ Cochez la case [Test système exhaustif].
- ▶ Appuyez sur le bouton [Démarrer].
- ▶ Respectez les consignes qui s'affichent à l'écran pendant le test.

- ▶ Confirmez les instructions en appuyant sur le bouton [OK].
- ▶ Une fois le test terminé, l'instrument enregistre les résultats dans un rapport.
 - ⇒ L'écran indique que les tests système exhaustifs sont terminés.

7.5.3 Réalisation d'un test système avancé

Chemin de navigation

→  → [Test système étendu]

Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez à l'action [Test système étendu] par le biais du chemin de navigation.
 - ⇒ L'écran affiche la fenêtre *Test système étendu*.
- ▶ Cochez la case [Test système avancé].
- ▶ Appuyez sur le bouton [Démarrer].
 - ⇒ L'instrument lance le test.
- ▶ Une fois le test terminé, l'instrument enregistre les résultats dans un rapport.
 - ⇒ L'écran indique que les tests système avancés sont terminés.


7.6 Réalisation d'une sauvegarde des données



REMARQUE

L'emplacement du dossier de destination est fixe. Consultez Chapitre 10.2 « Explication des types de fichiers et emplacement des dossiers », page 100.

Chemin de navigation

→  → [Sauvegarde des données NIRWise]


Condition requise:

- L'instrument est en mode Administrateur. Consultez Chapitre 6.5 « Connexion en mode Administrateur », page 41.
- ▶ Accédez à l'action [Sauvegarde des données NIRWise] par le biais du chemin de navigation.
 - ⇒ L'écran affiche une fenêtre reprenant les valeurs qui peuvent être enregistrées.
- ▶ Sélectionnez les valeurs selon vos besoins.
- ▶ Appuyez sur le bouton [Démarrer].
 - ⇒ L'instrument crée un fichier .Zip avec les données sélectionnées.
- ▶ Enregistrez les données sur un périphérique de sauvegarde externe.

7.7 Nettoyage de l'écran

Le mode Nettoyage éteint la fonction tactile de l'écran.

Chemin de navigation

→  → [Mode Nettoyage]

- ▶ Accédez à l'action *[Mode Nettoyage]* par le biais du chemin de navigation.
- ⇒ La fonction tactile de l'écran est verrouillée.
- ⇒ The display shows a dialog box with a numeric input box.
- ▶ Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon humide.
- ▶ Saisissez le code de sécurité affiché.
- ▶ Sélectionnez le bouton *[OK]*.
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ⇒ La fonction tactile de l'écran est déverrouillée.

8 Dépannage

8.1 Dépannage

Problème	Cause possible	Action
Le porte-échantillons ne tourne pas correctement	La zone de présentation des échantillons est sale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essuyez la zone de présentation des échantillons à l'aide d'un détergent doux. ▶ Rincez la zone de présentation des échantillons à l'eau claire. ▶ Séchez la zone de présentation des échantillons à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
Résultats inexacts	Rayons directs du soleil	▶ Veillez à ce que l'instrument ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil.
	Récipient de l'échantillon mal placé dans le porte-échantillons	▶ Vérifiez que le récipient de l'échantillon est bien placé dans le porte-échantillons.
	Récipient de l'échantillon vide	▶ Remplissez le récipient de l'échantillon avant la mesure.
Écran noir	Instrument en veille	Appuyez sur l'écran.

8.2 Messages d'erreur

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution
1000	Erreur non spécifiée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Redémarrez l'instrument. ▶ Contacter le service clientèle de BUCHI.
1001	La communication avec l'instrument n'a pas pu être établie. Le port série configuré est {0}.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Redémarrez l'instrument. ▶ Contacter le service clientèle de BUCHI.
1003	Les données d'instrument ne sont pas disponibles ou sont non valides. Vérifiez si le numéro de série et les options d'instrument sont définis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Redémarrez l'instrument. ▶ Contacter le service clientèle de BUCHI.
1004	La valeur max. de la référence foncée ({1} cnt) de la vue "{0}" est hors de la plage attendue ({2}..{3} cnt).	▶ Contacter le service clientèle de BUCHI.
1005	Défaillance de la lampe	▶ Remplacez la lampe. Voir Chapitre 7.2 « Remplacement des lampes », page 83.
1006	La référence interne "{0}" ne se déplace éventuellement pas correctement.	▶ Contacter le service clientèle de BUCHI.

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution
1007	La température système actuelle ({0} °C) est hors de la plage attendue ({1}..{2} °C).	► Déplacez l'instrument dans un endroit où la température ambiante répond aux spécifications.
1008	Échec de l'ajustage du niveau IWR pour la vue "{0}" (NirTargetSaturation = {1}, NirTargetExposureTime = {2} µs).	► Vérifiez le fonctionnement de la lampe. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.
1009	La température Peltier ({0} °C) est hors de la plage attendue ({1}..{2} °C).	► Contacter le service clientèle de BUCHI.
1010	L'instrument n'a pas répondu dans le délai imparti de {0} ms pour la commande "{1}".	► Redémarrez l'instrument. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.
1011	Le signal du spectre blanc de référence interne est non valide. Pour plus de détails, se reporter aux fichiers journaux.	► Redémarrez l'instrument. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.
1500	Une erreur inconnue est survenue lors de la création du rapport "{0}" : {1}	► Redémarrez l'instrument. ► Relancez la création d'un rapport. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.
1501	Une erreur inconnue est survenue lors de l'exportation du rapport "{0}" : {1}	► Redémarrez l'instrument. ► Relancez l'exportation d'un rapport. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.
2500	Échec de création de la sauvegarde des données NIR-Wise. Erreur : "{0}".	► Redémarrez l'instrument. ► Relancez la sauvegarde des données. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.
2502	Une erreur critique est survenue pendant l'exécution du test. L'exécution du test a été annulée. Pour plus de détails, se reporter au fichier journal.	► Redémarrez l'instrument. ► Relancez le test. ► Contacter le service clientèle de BUCHI.

9 Retrait du service et mise au rebut

9.1 Mise hors service

- ▶ Mettez l'instrument sur Arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique principale.
- ▶ Débranchez tous les câbles de l'équipement.

9.2 Mise au rebut

Il incombe à l'exploitant de procéder à l'élimination de l'instrument conformément aux directives en vigueur.

- ▶ En matière d'élimination, il convient de respecter les lois et réglementations locales.
- ▶ En matière d'élimination, il convient d'observer les réglementations relatives à l'élimination des matériaux usagés. Matériaux usagés, voir Chapitre 3.7 « Caractéristiques techniques », page 18.

9.3 Renvoi de l'instrument







Avant de renvoyer l'instrument, contactez le service après-vente de BÜCHI Labortechnik AG.

<https://www.buchi.com/contact>

10 Annexe

10.1 Résultats de mesure

Après une mesure, les résultats de mesure s'affichent dans le menu *Démarrer*.

Résultat de mesure	Explication
	<ul style="list-style-type: none"> L'échantillon testé rentre dans les spécifications.
	<ul style="list-style-type: none"> Le modèle de calibration est manquant.
	<ul style="list-style-type: none"> Valeur de Mahalanobis non conforme.
	<ul style="list-style-type: none"> La valeur prédite est en dehors de la gamme de calibration.
	<ul style="list-style-type: none"> La valeur prédite est en dehors de la limite définie.
	<ul style="list-style-type: none"> La valeur prédite est en dehors de la tolérance.

10.2 Explication des types de fichiers et emplacement des dossiers



REMARQUE

Dossiers cachés

Par défaut, les emplacements de dossier suivants sont masqués.

- ▶ Démarrez le logiciel [*Windows Explorer*] sur l'instrument.
- ▶ Allez aux options de dossier selon le chemin de navigation : Affichage → Options de dossier → Visualiser
- ▶ Activez la fonction [*Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés*].

Explication	Type	Dossier
Fichiers de calibration	.cal	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibrations
Fichiers de données pour la calibration	.tsv	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibrations\Data
Fichiers de données propres à l'instrument pour la calibration	.tsv	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibrations\Local
Fichiers exportés manuellement avec différents contenus	divers	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Export\Data
Fichiers système LIMS	.xml .csv	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Export\LIMS
Fichier de demande de licence	.xml	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Export\LicenseRequests
Références externes	.brf	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\References

Explication	Type	Dossier
Rapports de mesure	.xls/.pdf	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Re-ports
Rapports des tests système	.pdf	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Re-ports\SystemTests
Modèles de rapport de mesure	.xls	C:\ProgramData\BUCHI\NIR- Wise\Templates
Licences	.xml	C:\ProgramData\BUCHI\LicenseMa- nager\License
Fichiers d'historique pour NIR- Wise Plus	divers	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Ca- librations\Local\History
Rapport de dernière calibration	.rtf	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Ca- librations
Fichier de projet NIRWise Plus contenant tous les fichiers .tsv et les paramètres de calibration	.prj	C:\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Ca- librations

10.3 Règles de saisie d'une formule

Convention de dénomination des variables

- Caractères ACII uniquement
- Tirets bas entre les mots
- Aucun chiffre à la fin d'un nom
- Aucun mot-clé C#
- Aucune fonction mathématique

Conventions de calcul

		Symbole
Exploitants	Addition	+
	Soustraction	-
	Multiplication	*
	Division	/
Fonctions mathéma- tiques	Logarithme de x	Log(x)
	Logarithme de x à une base spécifiée	Log(x,base)
	Logarithme de base 10 de x	Log10(x)
	X élevé à la puissance spécifiée	Pow(x,power)
	Racine carrée de x	Sqrt(x)
	Sinus de x	Sin(x)
	Cosinus de x	Cos(x)
	Valeur absolue d'un nombre x réel en double décision	Abs(x)
	Arrondi de la valeur x réelle en double précision à la valeur entière la plus proche	Round(x)
Arrondi de la valeur x réelle en double précision à un nombre spécifié de posi- tions décimales	Round(x,decimal)	

10.4 Pièces de rechange et accessoires

Utilisez uniquement des consommables et des pièces détachées d'origine BUCHI pour garantir la bonne performance du système, la fiabilité et la sécurité.














REMARQUE




Toute modification des pièces détachées ou des composants nécessite l'autorisation écrite préalable de BUCHI.

10.4.1 Accessoires

	Réf. article	Schéma
Blanc de référence externe	11067547	
Entretoise du blanc de référence en mode Down View	11067378	
Entretoise du blanc de référence en mode Up View	11067377	
Plaque de positionnement du banc de référence	11067391	
Grande coupelle d'échantillon PET	11067692	
Grande coupelle d'échantillon approuvée par la FDA pour l'industrie alimentaire	11068015	
Boîtes de Petri en verre, 10 unités (Up View) Non compatibles avec la couverture de transfectance	11072073	
Boîtes de Petri en plastique, 240 unités (Down View)	11066381	
Boîte de Petri en acier inoxydable Pour les mesures en mode Down View uniquement	11074314	
Support pour grande coupelle d'échantillon profonde + boîte de Petri	11067691	

	Réf. article	Schéma
Support pour petite coupelle d'échantillon (Down View)	11065472	
Coupelle d'échantillon haute performance	11067399	
Coupelle robuste	11055058	
Couverture de transfectance 0,3 mm Non compatible avec la coupelle robuste	041636	
Couverture de transfectance 2,0 mm Pour la mesure de l'huile de palme brute. Non compatible avec la coupelle robuste.	11067919	
Couverture de transfectance pour coupelle robuste	11055998	
Capot de protection clé USB-WiFi	11066582	
Écran pare-lumière (Down View)	11067281	
Kit des standards des tests de performance (7 unités)	11067545	
Recertification du kit des standards des tests de performance	11070905	
NIRWise PLUS Chemometrics Suite	11068025	
Ensemble de câbles réseau RJ45 5 m	11068780	

10.4.2 Pièces de rechange

	Réf. article	Schéma
Lampe de rechange	11065441	
Cartouche d'agent desséchant La durée de conservation dans l'emballage d'origine est de 12 mois	11065467	
Fenêtre de rechange HPSC	046246	

Nous sommes représentés par plus de 100 distributeurs dans le monde.
Pour trouver votre revendeur le plus proche, rendez-vous sur :

www.buchi.com

Quality in your hands
