



ミニスプレードライヤー B-290

小スケールによる粒子設計の研究開発に最適



ミニスプレードライヤー B-290

水溶液・有機溶媒・水含有の混合溶媒のすべてに対応。
効率的で安全なスプレードライ(噴霧乾燥)が行えます。

スプレードライ(噴霧乾燥)とは、霧状に噴霧させた液体材料を瞬時に乾燥させて微粒子を得る手法です。得られる乾燥微粒子の持つ特性は、さまざまな分野や用途に幅広く応用させることができます。

ビュッヒのミニスプレードライヤーB-290は、実験台にも置けるコンパクトな設計の装置です。少量の材料でもスプレードライの処理が自在に可能で、装置の洗浄や組立作業も手早く簡単に行えるので、スプレードライによる粒子設計の試験研究などに最適です。

ミニスプレードライヤー B-290の特長

- 少量の原料からでもスプレードライを簡単に行うことが可能
- イナートループ B-295 SE との併用により、有機溶媒のスプレードライの安全性が向上
- 除湿装置 B-296 との併用により、再現性の高いスプレードライを実現
- 水含有の混合溶媒のスプレードライも対応可能 (B-295 SE、B-296 併用)
- 実験台への設置が可能な省スペース設計
- 分解・洗浄・組立の作業が非常に簡単で、装置の洗浄が短時間で可能
- ノズルクリーナー機能(手動／自動)により、安定した連続処理が可能
- サイクロンの帯電防止の特殊加工により、少量でも効率的な微粒子の収集が可能
- 冷却ジャケット付きのスプレーノズルを採用し、熱に弱い製品にも対応



代表的な分野と用途例



医薬・製剤

- 難溶性薬物の溶解性改善
- 固体分散体
- 非晶質製剤
- ドラッグデリバリー



食品・飲料

- インスタント食品・飲料
- 香味・栄養成分のマイクロカプセル化
- 機能性食品



化学・材料

- 電子・電池材料の均一混合化
- セラミックス材料
- 顔料、塗料への機能性の付加



その他

- 各種の中間原料の粒子設計
- 化粧品
- 香料
- 環境関連

装置各部の特長

ガラス部品の装着



工具が不要で無理なく簡単に行うことができます。乾燥シリンダーの装着はロッキングレバーを操作するだけで完了です。

サイクロン




帯電防止の特殊コーティング加工が施されているので、静電気による付着を大幅に抑え、スプレードライによる微粒子を効果的に捕集することができます。

小型サイクロン(オプション)




容積が少ないので、ごく少量のサンプルの処理に適しています。またサイクロン内部の渦流速度が速く、遠心力による捕集力が高まるので、特に細かい粉に対する捕集率が向上します。

スプレーノズル



スプレーノズルの原料液の噴射孔に対して、可動式のクリーニングニードルが備わっているので、懸濁した原料液でも安心です。また、ノズル内を通過する原料液に熱がかからない仕組みも併せて備わっています。これらの構造は、ノズルの目詰まりのない安定した運転に大きく貢献します。


ディスプレイ



運転中の温度と各項目の設定値が簡単に確認できます。ディスプレイ上の各数値を30秒毎にPCで受信することも可能です。

アクセサリーのフィードスイッチバルブの操作パネルも備わっていて、「溶媒⇄原料液」の送液切替えをボタン操作で行うことも可能です。

スプレードライの仕組みと装置の構造



特別仕様



耐酸性仕様 B-290

スプレーノズルはチタン製、金属部品はPFA樹脂で加工されています。液体材料が金属に対して腐食性のある場合でも耐性があります(例 pH3 以下)。

※塩酸は使用できません。
※耐酸性タイプのアウトレットフィルターを併用してください。



PFA 加工無し(標準仕様)

PFA 加工あり(耐酸性仕様)

イナーナーループ B-295 SE(有機溶媒回収装置)

有機溶媒のスプレードライを安全に

ミニスプレードライヤー B-290と接続して、有機溶媒系サンプルのスプレードライを安全に行うことができます。

※ 使用実績のある有機溶媒

アルコール類、アセトン、酢酸エチル、トルエン、ジクロロメタン、ヘキサン、NMP、MEK、THF、DMF など



イナーナーループ B-295 SEの特長

- 安全のためのインターロック機能

酸素濃度と圧力のモニタリング機能が搭載されており、システムの漏れによる酸素濃度の上昇を検知した際には、自動的にミニスプレードライヤー B-290のヒーターと送液ポンプが停止します。

- 優れた冷却効率による高い溶媒回収能力

強力な冷却ユニットと高効率の熱交換器により、スプレードライヤーから排出されるガスを -30°C にまで冷却して、溶媒蒸気を確実に取り除きます。非常にコンパクトな構造ながらも、効率の良い冷却と溶媒回収を実現します。

- 省スペースで置く場所を選ばない

スプレードライヤー B-290や除湿装置 B296を載せて設置することが可能です。また、キャスターを備えているので、狭い場所でも取り回しが容易です。




設置例(正面)



設置例(背面)

ミニスプレードライヤー B-290との接続模式図



除湿装置 B-296

再現性の優れたスプレードライに

スプレードライヤーが吸引する空気中の湿度は季節や地域により異なり、その差異がスプレードライで得られる乾燥粒子の再現性に大きく影響を与えます。B-296は吸引空気中に含まれる水分を一定化して、スプレードライの再現性の向上に大きく寄与します。



除湿装置B-296の特長

- 有機溶媒の混在も考慮した設計
イナートループB-295 SEとの併用で循環運転させることにより、水分の吸着剤などを用いる必要なく、水と有機溶媒の混合原料のスプレードライを可能とします。
- 優れた冷却効率
スプレーリング用アクセサリ（6ページ）と併用する際に、吸引空気の冷却装置としても利用できます。

設置例



B-290 + B-296



B290 + B-295 SE + B-296

原料の溶媒組成とシステム構成



B-290



B-296



B-295 SE

原料液の溶媒組成	B-290	B-296	B-295 SE
水溶液 (有機溶媒20% 以下)	●	(●) オプション	—
水溶液 (有機溶媒20～90%)	●	●	●
有機溶媒 (水10% 以下)	●	—	●

●：使用
—：不要

オプション

超音波ノズルパッケージ




少量サンプルで大径粒子を


小スケールのスプレードライヤーのままで、パイロットスケール機並みの大径粒子(10~60 μm)を得ることが可能となるスプレーノズルです。

ノズルの装着方法は標準の2流体ノズルと同じで、専用コントローラーは所定の場所に置くだけなので、標準のノズルとの使い分けは簡単に行えます。

粒度分布の比較



設置場所



スプレーチリング(噴霧冷却)



設置状態



ラボスケールでは世界初！

スプレーチリングとは、熱で融解させた油脂やワックスの中に任意の微粒子をあらかじめ混合分散させておき、それを融解した状態のまま噴霧させ、瞬時に冷却することで目的成分が封じ込められたマイクロカプセルを得る手法です。スプレードライヤーB-290に専用のアクセサリーを追加することで、スプレーチリングが可能となります。

- 原料の融点範囲：+30~70℃
- サンプル処理量：最大300mL(1バッチ)

※冷却機として除湿装置 B-296が必要です。

コンプレッサー

静寂で実験室の設置に最適な「ボックス型」と、専用ワゴンに搭載可能な「フレーム型」の2タイプがあります。



ボックス型



フレーム型

	ボックス型	フレーム型
品番	35000018	35000017
型式	RDAU-06/20NB	86R-FRAMEUNIT
定格出力	600W	370W
供給圧力	MAX 0.7MPa	MAX 0.5MPa
騒音	55db(A/m)	68db(A/m)
寸法(W x D x H)	450 x 500 x 650 mm	400 x 550 x 350 mm
重量	約50kg	約20kg
保護装置	装置内過熱警報ランプ、過電流停止、エアフィルター、ミストセパレーター、膜式ドライヤー	フィルター、タンク内オートドレイン
供給流量	40L /min(0.5MPa)	
電源	AC100V(50-60Hz) 10A	
環境条件	周囲温度 5~30℃	

スプレードライヤーのアプリケーション



乾燥

速くて熱を抑えた乾燥手段として





微細化

溶解性の向上・表面積の増加





マイクロカプセル化

液体材料や微粒子原料の封じ込め、放出制御





非晶質化

溶解性の向上、成形性の向上



凝集化


微粒子原料の均一混合、流動性の向上



アプリケーション資料




文献リスト(4種)
 ● ナノテク・材料分野
 ● 製薬・医薬品
 ● マイクロカプセル化
 ● 食品と飼料



先端材料
 ● セラミックス
 ● 電池材料
 ● バイオセラミックス



電池用複合材料の研究事例



最先端のセラミックスとスプレードライについて



スケールアップ (ラボ→生産)

その他の資料もございます。お気軽にお問い合わせください。
 また、日本ビュッヒのウェブサイトから、分野別・製品にビュッヒのアプリケーションノートを検索できます。
www.buchi.com/ja「専門知識」→「アプリケーション」

注文情報



ミニスプレードライヤー B-290
水溶液用

標準仕様	044781
耐酸性仕様	11056421



ミニスプレードライヤー B-290
水溶液および有機溶媒用(B-295 併用)

044700



イナーートループ B-295 SE
50Hz 用 11070043
60Hz 用 11070045



除湿装置 B-296
040181



超音波ノズルパッケージ
11069892
イナータガスアダプター
11060492



スプレーチリング
040352



アウトレットフィルターセット
標準タイプ 044754
耐酸性タイプ 11056333



インレットフィルター
011235



ガラスセット
044680



サイクロンセット
標準型 042884
小型 046369



スプレーノズル
2流体ノズル 044698
3流体ノズル 046555



ワゴン
ビュッヒ製 041257
ERECTA製 35000016



安全カーテン
044783



フィードスイッチバルブ
044725



保温カバー
040058



スプレーシリンダー
水溶液用 044673
有機溶媒用 044697



HEPA フィルタ
定置洗浄システム
HEPA フィルタ 044435
定置洗浄システム 044441



耐震ホルダー
B-295SE用セット 11058120
ワゴン用大 35000022
ワゴン用小 35000023

仕様

ミニスプレードライヤー B-290

水分蒸発能力	1.0 L/h(水の場合)有機溶媒系の場合は高くなります
最高入口温度	220°C
ヒーター	2300W
温度制御	センサー PT-100、ファジー制御、精度±3°C
空気流量	最大35m ³ /h
噴霧ガス圧力(空気/窒素)	200-1000 L/h、0.5-0.8 MPa
スプレードライ後の主な粒子径	1~25 μm(2流体ノズル)、10~60 μm(超音波ノズル)
ノズル孔径(2流体式)	標準0.7mm(1.4mm、2.0mmはオプション)
サンプルに接する材質	耐酸性ステンレス、3.3ホウケイ酸ガラス、FPM、シリコン
インターフェース	RS232C
電源	単相200V(50-60Hz)
最大消費電力	2900W
寸法(W×D×H)	650×600×1100 mm(ゴム脚、突起部分は含まず)
重量	48 kg

イナーートループ B-295 SE

冷却設定温度	-30°Cまで
使用冷媒	R449A(980g)
電源	単相200V(50Hz仕様/60Hz仕様)
最大消費電力	1650VA(50Hz) 又は1910VA(60Hz)
寸法(W×D×H)	657×653×680 mm
重量	99 kg

除湿装置 B-296

冷却温度	0°C
使用冷媒	R-134a(480g)
電源	単相200V(50-60Hz)
最大消費電力	700W
寸法(W×D×H)	350×400×600 mm
重量	36 kg

Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL : 03-3821-4777 FAX : 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL : 06-6195-9241 FAX : 06-6195-9251
エリア担当者在 : 九州エリア / 中部エリア

nihon@buchi.com | www.buchi.com/ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2021年10月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。