




NIR-Online®

โซลูชัน **NIR-Online**
(ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)
การควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทม์



BUCHI
NIR-Online®

X-Sential

โซลูชัน **NIR-Online** (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ประโยชน์หลักสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของคุณ


โซลูชัน NIR-Online® (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ของ BUCHI ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่ออัตรากำไรขั้นต้นสูงสุด เราช่วยสนับสนุนคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบสินค้าขาเข้าไปจนถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและทุกจุดในระหว่างทาง



การควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทม์
การตรวจวัดผลด้วยความรวดเร็ว



ตัวเลือกการตรวจวัดหลายแบบ
ทุกพารามิเตอร์ในเซ็นเซอร์เดียว



ใช้งานง่าย
เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานด้วยฟังก์ชัน
AutoCal ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ในสภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต เครื่องวิเคราะห์แบบไดโอดอาร์เรย์มีประโยชน์สำหรับการตรวจวัดสินค้าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เครื่องมือนี้ต่างจากเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม (FT) เพราะไม่ใช่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ในเส้นทางออปติคัล ซึ่งทำให้ใช้เวลาตรวจวัดนาน การออกแบบที่ทนทานและได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับอุตสาหกรรมรองรับภาระการใช้งานหนัก เช่น การลั่นสะเทือน อุณหภูมิสุดขีด ฝุ่นหรือความชื้น

NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) เป็นซอฟต์แวร์เพียงรายเดียวที่รวมเอาประโยชน์ของ NIR, VIS และกล้องความละเอียดสูงไว้ในเครื่องวิเคราะห์ "ครบวงจร" ที่ตอบสนองความต้องการของคุณโดยเฉพาะ การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยให้สามารถตรวจวัดได้หลายอย่างในคราวเดียว เช่น ความชื้น โปรตีน และเถ้า ตลอดจนการตรวจสอบด้วยสายตาในขั้นตอนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการขัดสี รวมถึงการนับจุดต่าง

AutoCal เป็นเครื่องมือที่ใช้งานที่สุดในตลาดสำหรับการใส่ค่าอ้างอิงลงในการสอบเทียบที่มีอยู่โดยตรงและสำหรับการคำนวณใหม่ตามข้อมูลการตรวจวัด ไม่มีฟังก์ชันการส่งออก/นำเข้า ไม่จำเป็นต้องมีกิจวัตรการสอบเทียบด้วยตนเองหรือความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมเรื่องเคมีเมทริกซ์ AutoCal เป็นเครื่องมือที่ใช้งานที่สุดในตลาดสำหรับการใส่ค่าอ้างอิงลงในการสอบเทียบที่มีอยู่โดยตรงและสำหรับการคำนวณใหม่ตามข้อมูลการตรวจวัด

โซลูชัน **NIR-Online** (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ประโยชน์หลักสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของคุณ

โซลูชันที่ครบวงจรของเราตรงกับความต้องการในธุรกิจของคุณตั้งแต่การกำหนดวิเคราะห์โปรตีนในอาหารและอาหารสัตว์ ไปจนถึงการตรวจวัดค่าความเป็นกรดในไบโอดีเซล

อาหาร



อาหารสัตว์



การประยุกต์ใช้งาน	ปริมาณวัตถุดิบ	การแยกและการจัดเก็บ
ความต้องการ	- ตรวจสอบตัวอย่างล่วงหน้าและควบคุมการไหลทั้งหมด - การควบคุมและการเลือกจัดเก็บได้ 100% ตั้งแต่ขั้นตอนการรับ - กำหนดค่าเฉลี่ยจริงสำหรับการชำระเงินที่ถูกต้อง - หยุดอัตโนมัติเมื่อวัตถุดิบคุณภาพต่ำ - ตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอมในขั้นการรับเข้า	- การแยกตามคุณภาพแบบเรียลไทม์ - ควบคุมการไหลทั้งหมดได้ 100% - ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการผสมในภายหลัง
พารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่	- ความเป็นกรด - เถ้า - ความหนาแน่น - ไขมัน	- สูตรปุ๋ย - ไฟเบอร์ - กรดไขมันอิสระ
โซลูชัน	X-Sential (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)	X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)
	X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)	มัลติพอยต์

เคมีภัณฑ์ / เกล็ด

เกษตร / อื่นๆ



การควบคุมกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ NIR

- ผลิตได้ให้ใกล้เคียงค่าเป้าหมายมาก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความชื้นหรือปริมาณโปรตีนเป็นไปตามข้อกำหนด
- ประหยัดต้นทุนวัตถุดิบ

- คุณภาพที่สม่ำเสมอและแม่นยำโดยควบคุมการไหลทั้งหมดแบบออนไลน์
- ตรวจสอบย้อนกลับและบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ 100%
- มาตรฐานคุณภาพ

- การควบคุมคุณภาพ NIR และการพัฒนาการสอบเทียบ
- สอดคล้องกับวิธีการอ้างอิงมาตรฐานโดยสมบูรณ์

- เลขไฮดรอกซิล
- ธาตุอาหารหลัก
- ความชื้น

- จุดสิ้นสุดของโพลีเมโรเซชัน
- โปรตีน
- น้ำมันตกค้าง ตัวทำลายลาย

- พารามิเตอร์ทางรีโอโลยี
- กลีเซอรินทั้งหมด
- คาร์บอน ไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด

X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

PA2

มัลติพอยต์

X-Sential (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)


การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใน

อุตสาหกรรม

การออกแบบที่ทนทาน กระดาษโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว รองรับสภาพการใช้งานหนัก เช่น การสั่นสะเทือน อุณหภูมิสุดขั้ว ลมหรือความชื้น

เทคโนโลยีไดโอดอาร์เรย์

การตรวจวัดด้วยความเร็วสูงเมื่อมีสินค้าที่เคลื่อนไหวเร็ว



หลอดไฟคู่

ความพร้อมใช้งานของระบบสูงสุดผ่านการสลับไปยังแหล่งกำเนิดแสงสำรองแบบอัตโนมัติ

ได้รับการรับรองจาก **ATEX**

ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่มีแก๊สและฝุ่นละอองที่อาจจะระเบิดได้ ด้วยความปลอดภัยที่เหนือชั้นตลอดเวลา

เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ลักษณะเด่น



ภาพที่ 1: เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต X-One
(เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

■ NIR-Online premium (ระบบวิเคราะห์
ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด (W × D × H)	220 × 220 × 135 mm
น้ำหนัก	7.5 กก.
วัสดุตัวเครื่อง / ปลอกหุ้ม	สแตนเลส (เคลือบนิกเกิล) คูเลออร์อะลูมิเนียม
ตัวเลือกความยาวคลื่น	900 – 1,700 nm (NIR), 350 – 900 nm (VIS)
เวลาในการวัดโดยเฉลี่ย	50 ถึง 200 สเปกตรัม/วินาที
กล้อง CCD ความละเอียดสูง	ตัวเลือกเสริม
แรงดันการทำงานสูงสุด	30 บาร์ที่หน้าแปลน
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C – 40 °C
อุณหภูมิหน้าแปลน / ผลิตภัณฑ์	-10 °C – 70 °C (130 °C พร้อมตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ)
ใบรับรอง ATEX	Dust-Ex และ Gas-Ex
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น	IP66, IP66k, IP68

เมื่อใดควรใช้

- สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง
- สำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่น ชุดติดตั้งสายพานลำเลียง
- สำหรับการวัด NIR และ/หรือ VIS
- สำหรับการตรวจจับที่มองเห็นได้ เช่น อนุภาคแปลกปลอม
- ในสภาพแวดล้อม Dust-Ex หรือ Gas-Ex




ภาพที่ 2: X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่น
อินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) พร้อมแบตเตอรี่
สำหรับเครื่องรีนมีบลูทูล



ภาพที่ 3: X-One (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่น
อินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) กับ X-Cell

การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรม
ตัวเรือนเครื่องอะลูมิเนียมเคลือบนิเกิลพร้อม IP
class IP69/IPX9K วัสดุซีลมาตรฐาน NBR

เทคโนโลยีไดโอดอาร์เรย์
การตรวจวัดด้วยความเร็วสูงเมื่อมีสินค้าที่เคลื่อนไหว
เร็ว



หลอดไฟคู่
ความพร้อมใช้งานของระบบสูงสุดผ่านการ
สลับไปยังแหล่งกำเนิดแสงสำรองแบบอัตโนมัติ

เวอร์ชัน **NIR, VIS** หรือ **NIR/VIS**
การใช้งานที่ยืดหยุ่นโดยการเลือกช่องสเปก
โตรมิเตอร์สำหรับ NIR, VIS หรือการใช้งาน
NIR และ VIS ร่วมกัน ขึ้นอยู่กับงานการวัด

X-Sential

(เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)
มีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการควบคุมกระบวนการ



ภาพที่ 4: เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต X-Sential (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

NIR-Online essential
(ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)



ภาพที่ 5: X-Sential (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) พร้อม X-Cell



ภาพที่ 6: X-Sential (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) พร้อม XL-Feeder

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด (W × D × H)	200 × 200 × 100 mm
น้ำหนัก	5 กก.
ปลอกหุ้ม	อะลูมิเนียม (เคลือบนิเกิล), หน้าแปลน SS 316L 1.4404
ตัวเลือกความยาวคลื่น	900 – 1,700 nm (NIR), 350 – 900 nm (VIS)
เวลาในการวัดโดยเฉลี่ย	20 สเปกตรัม/วินาที
แรงดันการทำงานสูงสุด	30 บาร์ที่หน้าแปลน
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C – 40 °C
อุณหภูมิหน้าแปลน / ผลิตภัณฑ์	-10 °C – 70 °C (130 °C พร้อมตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ)
ใบรับรอง ATEX	ใช้งานทั่วไปเท่านั้น
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น	IP69/X9K
เมื่อใดควรใช้	- สำหรับตรวจสอบพารามิเตอร์พื้นฐาน เช่น ความชื้น ไซมัน หรือโปรตีน - พัฒนาและออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับกระบวนการผลิตของคุณ - สำหรับใช้งานทั่วไปเท่านั้น

การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใน

อุตสาหกรรม

การออกแบบที่ทนทานรองรับสภาวะการใช้งานหนัก เช่น การลั่นสะเทือน อุณหภูมิสุดขั้ว
ลมหรือความชื้น IP class IP65

หลอดไฟคู่

ความพร้อมใช้งานของระบบสูงสุดผ่านการสลับไป
ยังแหล่งกำเนิดแสงสำรองแบบอัตโนมัติ




การเชื่อมต่อแบบเดซีเซน

ลดการใช้ใยแก้วนำแสงที่มีราคาแพงด้วยการ
เชื่อมต่อแบบเดซีเซนที่จัดสิทธิบัตรของหัววัด
มัลติพอยต์

หัววัดมัลติพอยต์

เพิ่มจุดตรวจวัดได้หลายจุดด้วยหัววัดมัลติพอยต์
สูงสุดเก้าหัวซึ่งใช้เซนเซอร์มัลติพอยต์ร่วมกัน

ระบบมัลติพอยต์ สำหรับจุดตรวจวัดแบบคู่ขนานสูงสุดถึงสิบจุด



ภาพที่ 7: เซ็นเซอร์มัลติพอยต์และหัววัดมัลติพอยต์ 2 หัวพร้อมการเชื่อมต่อแบบเดซีเซนที่จุดลิทธีบัต

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด (W × D × H)	เซ็นเซอร์มัลติพอยต์ 235 × 230 × 180 mm หัววัดมัลติพอยต์ 150 × 230 × 130 mm
น้ำหนัก	เซ็นเซอร์มัลติพอยต์ 10.5 กก. หัววัดมัลติพอยต์ 6.6 กก.
วัสดุตัวเครื่อง / ปลอกหุ้ม	สแตนเลส (เคลือบนิกเกิล) คุลเลอร์อะลูมิเนียม
ตัวเลือกความยาวคลื่น	900 – 1,700 nm (NIR)
แรงดันการทำงานสูงสุด	30 บาร์ที่หน้าแปลน
เครื่องตรวจจับ	เซ็นเซอร์มัลติพอยต์: ไดโอดอาร์เรย์ หัววัดมัลติพอยต์: ไม่มี
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C – 40 °C
อุณหภูมิหน้าแปลน / ผลิตภัณฑ์	-10 °C – 70 °C (130 °C พร้อมตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ)
ใบรับรอง ATEX	Dust-Ex
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น	IP65
เมื่อใดควรใช้	- สำหรับจุดการวัดแบบคู่ขนานสูงสุดถึง 10 จุด - สำหรับการวัด NIR - ในสภาพแวดล้อม Dust-Ex


การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใน

อุตสาหกรรม

การออกแบบที่ทนทาน กระดาษวัดโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว รองรับสภาพการใช้งานหนัก เช่น การสั่นสะเทือน อุณหภูมิสุดขีด ลมหรือความชื้น

แอกทีฟคูลลิ่ง

ระบายความร้อนด้วยน้ำและพัดลมระบายความร้อนเสริมสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ



ความยาวคลื่น **NIR** แบบขยาย

ช่วงความยาวคลื่น 1,100 – 2,200 nm สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย

ได้รับการรับรองจาก **ATEX**


ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองที่อาจระเบิดได้ PA2 พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแอกทีฟทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากการระเบิด ATEX

PA2

สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย



ภาพที่ 8: เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต PA2




ภาพที่ 9: PA2 ในเวอร์ชันห้องปฏิบัติการ

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด (W × D × H)	235 × 230 × 180 mm
น้ำหนัก	14 กก.
วัสดุตัวเครื่อง / ปลอกหุ้ม	สแตนเลส (เคลือบนิกเกิล) คูลเลอร์อะลูมิเนียม
ตัวเลือกความยาวคลื่น	ช่วงความยาวคลื่น NIR ที่ขยายตัว (1,100 – 2,200 nm)
แรงดันการทำงานสูงสุด	30 บาร์ที่หน้าแปลน
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C – 40 °C
อุณหภูมิหน้าแปลน / ผลิตภัณฑ์	-10 °C – 70 °C (130 °C พร้อมตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ)
ใบรับรอง ATEX	Dust-Ex เวอร์ชันห้องปฏิบัติการทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากการระเบิด ATEX
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น	IP66
เมื่อใดควรใช้	· สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย · ในสภาพแวดล้อม Dust-Ex

X-Beam

(เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)
สำหรับการใช้งานแบบเหนื่อสายพาน



ภาพที่ 10: เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต X-Beam (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)



ภาพที่ 11: ข้อต่อช่วยลดแรงดันท่อ

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค

X-Beam (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) มีลักษณะเด่นชัดเช่นเดียวกับ NIR-Online Process Analyzer (เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิตแบบ NIR ออนไลน์) ระดับพรีเมียม อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางอย่างที่ปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการวัดแบบเหนื่อสายพาน เช่น ระยะการวัดสูงสุด 200 mm

ความแตกต่างกับเครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิตแบบมาตรฐาน

จุดวัด	40 – 100 mm ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและการตั้งค่าแสง
ระยะการวัด	สูงถึง 200 mm
อุปกรณ์เสริมที่แนะนำ	ข้อต่อช่วยลดแรงดันท่อ: ป้องกันไม่ให้ฝุ่นและของเหลวหยดออกจากหน้าต่างการวัด
โมดูลหลอดไฟ	โมดูลหลอดไฟเดียว
ใบรับรอง ATEX	Dust-Ex และ Gas-Ex
เมื่อใดควรใช้	สำหรับการใช้งานแบบเหนื่อสายพานที่มีระยะการวัดไกลขึ้น สูงสุดถึง 200 mm

X-Light (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) สำหรับการใช้งานแบบเหี่ยวสายพาน



ภาพที่ 12: เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิตแบบ X-Light

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค




X-Light (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) มีลักษณะเด่นเช่นเดียวกับ NIR-Online Process Analyzer (เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิตแบบ NIR ออนไลน์) ระดับพรีเมียม อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางอย่างที่ปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการวัดแบบเหี่ยวสายพาน เช่น ระยะการวัดที่ไกลขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 400 mm

ความแตกต่างกับเครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิตแบบมาตรฐาน

จุดวัด	เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 400 mm
ระยะการวัด	สูงสุด 500 mm
โมดูลหลอดไฟ	โมดูลหลอดไฟคู่ (50 W)
ใบรับรอง ATEX	ไม่มี ATEX
เมื่อใดควรใช้	สำหรับการใช้งานแบบเหี่ยวสายพานที่มีระยะการวัดไกลขึ้น สูงสุดถึง 400 mm

ภาพรวมสินค้า

โซลูชันที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ



เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต

X-Sential (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

ระบบมัลติพอยต์

การประยุกต์ใช้งาน

วัตถุดิบขาเข้า

●

●

●

การแยกและการจัดเก็บ

●

●

●

การควบคุมกระบวนการ

●

●

●

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

●

●

●

การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

●

●

—

สภาพแวดล้อมในกระบวนการ

ใบรับรอง ATEX

Dust-Ex และ Gas-Ex

ใช้งานทั่วไปเท่านั้น

Dust-Ex

ประเภทตัวอย่าง

ของแข็ง

●

●

●

ของเหลว

●

●

●

สารที่มีความหนืด

●

●

●

อุตสาหกรรม

อาหาร

สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง

สำหรับพารามิเตอร์พื้นฐาน

สำหรับการวัดแบบคู่ขนานสูงสุดถึงสิบจุด

การบ่อน

สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง

สำหรับพารามิเตอร์พื้นฐาน

สำหรับการวัดแบบคู่ขนานสูงสุดถึงสิบจุด

เคมีภัณฑ์ / ยา

สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง

สำหรับพารามิเตอร์พื้นฐาน


สำหรับการวัดแบบคู่ขนานสูงสุดถึงสิบจุด

เกษตร / อื่นๆ

สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง


สำหรับพารามิเตอร์พื้นฐาน

สำหรับการวัดแบบคู่ขนานสูงสุดถึงสิบจุด



PA2	X-Beam (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)	X-Light (เซนเซอร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)	FFPA
—	●	—	—
—	—	—	—
●	—	—	●
—	●	●	—
●	—	—	—
ใบรับรอง ATEX พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เวอร์ชันห้องปฏิบัติการ ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากการระเบิด ATEX	Dust-Ex และ Gas-Ex	ใช้งานทั่วไปเท่านั้น	ใช้งานทั่วไปเท่านั้น
●	●	●	—
●	—	—	●
●	—	—	—
สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	—
สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	—
สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	สำหรับการใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (bioreactor)
สำหรับการใช้งานช่วงสเปกโตรมิเตอร์แบบขยาย	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	สำหรับการใช้งานแบบเนื้อสายพาน	—

ตัวแปลงสำหรับกระบวนการ **NIR-Online** (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) สำหรับวัสดุตัวอย่างที่เป็นของแข็งและตัวอย่างจำนวนมาก



แผ่นรองแบบเชื่อม (11060753)

อุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่อง, แบบไม่ต่อเนื่อง และกระบวนการแบบแบทช์



หน้าแปลนแบบเชื่อม

อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์

หน้าแปลนแบบเชื่อม (11060754)

ท่อหน้าแปลนแบบเชื่อม (11068800)

ถังกรวยหน้าแปลนแบบเชื่อม (11068801)

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่อง, แบบไม่ต่อเนื่อง และกระบวนการแบบแบทช์



เครื่องเก็บตัวอย่างบายนพาส (11061670)

อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลื่อนไหวและความหนาแน่นที่ต่างกัน

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง



X-Square (11061669)

อุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ในสายผลิตภัณฑ์หรือบายนพาส

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง



XL-Feeder (11068870)

XL-Feeder ผลิตขึ้นสำหรับของแข็งและผงทุกชนิดที่ปรากฏในกระบวนการผลิตอาหารและอาหารสัตว์

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง

ตัวแปลงสำหรับกระบวนการ **NIR-Online** (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) สำหรับวัสดุตัวอย่างที่เป็นของเหลว แป้งเปียก และป่นได้



X-Cell

X-Cell เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ลงในท่อ

ประเภท X-Cell: DN 50 - DN 170, ความยาวเส้นทาง 1–26 mm, 10–20 บาร์

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่อง, แบบไม่ต่อเนื่อง และกระบวนการแบบแบทช์



4 Edge X-Cell

4 Edge X-Cell เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ลงในท่อ

ประเภท X-Cell: DN 50, ความยาวเส้นทาง 34 mm, 3 บาร์

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่อง, แบบไม่ต่อเนื่อง และกระบวนการแบบแบทช์



หัวแปลง **Varinline®**

หัวแปลง Varinline® เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ลงในท่อ

ประเภท Varinline®: DN 40-DN 150, ความยาวเส้นทาง 1.5 – 10 mm, 10 บาร์

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่อง, แบบไม่ต่อเนื่อง และกระบวนการแบบแบทช์



Milk Flange

X-Cell Milk Flange เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ลงในท่อ

ประเภท Milk Flange: DN 50, ความยาวเส้นทาง 1 – 15 mm, 10 บาร์

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง



Triclamp (11061677)

X-Cell Triclamp เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ลงในท่อ

DN 76, ความยาวเส้นทาง 92 mm, 20 บาร์

ประเภทกระบวนการ: กระบวนการแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง

ตัวแปลงสำหรับกระบวนการ **NIR-Online** (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) โซลูชันห้องปฏิบัติการ



โมดูล **X-Rot (11061754)**

โมดูล X-Rot เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ



ขาตั้งชนิด **Up-View (11061702)**

ขาตั้งชนิด Up-View เป็นโครงสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับการวัด Up-View



X-Feeder (11061697)

X-Feeder เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ที่ไหลอย่างอิสระในห้องปฏิบัติการ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)



X-Cuvette (11061710)

X-Cuvette เป็นคิวเวตต์แก้วควอทซ์สำหรับการวัดด้วยตัวจับยึด X-Cuvette (11061711)



โมดูล **X-Flow (11061712)**

โมดูล X-Flow เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของของเหลวที่ปั่นได้



Online Simulation Cell Up-View (11068806)

Online Simulation Cell (OSC) ทำให้คุณสามารถจำลองการวัดแบบออนไลน์ด้วยเส้นทางแสงที่ถูกต้องไปยังผลิตภัณฑ์ได้

SX-Suite (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์), SX-Plus และ AutoCal


ซอฟต์แวร์ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงาน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายของ BUCHI NIR-Online® (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ช่วยให้จัดการ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลที่วัดได้อย่างง่ายดาย โซลูชันซอฟต์แวร์ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองกับความต้องการ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยรับประกันการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องบนระบบสายพานลำเลียงหรือกระบวนการผสมได้อย่างตรงไปตรงมา โมดูลแบบแยกส่วนที่มีความยืดหยุ่นต่อการใช้และสามารถเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นได้ตลอดเวลาที่ต้องการ โซลูชันสำหรับลูกค้าที่รองรับการแสดงผลข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย


SX-Suite (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)



SX-Plus



AutoCal



- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ให้การแปลงผลข้อมูลเครื่องมือและโครงสร้างเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำเอกสารกระบวนการ
- การแสดงภาพแผนภูมิแนวโน้ม การวัดกระแส และสัญญาณวิดีโอที่ใช้งานง่ายช่วยรองรับกิจวัตรประจำวันของผู้ปฏิบัติงานสำหรับการควบคุมกระบวนการ
- ฟังก์ชัน Journal ช่วยให้สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลอ้างอิงได้
- การสร้างรายงานชุดงาน คำสั่งซื้อ และ QC ที่สะดวกและประหยัดเวลา
- กำหนดค่าได้ในการจัดการการวัดของกระบวนการออนไลน์เช่นเดียวกับในห้องปฏิบัติการ

- กล้องเครื่องมือสำหรับสร้าง อัปเดต และปรับการสอบเทียบให้เหมาะสม
- รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ และการทำเหมืองข้อมูลโดยการแสดงภาพกราฟิกของโครงสร้างข้อมูลในแผนภาพ 2 มิติ/3 มิติ อนุกรมเวลา และแผนภูมิ
- วิธีการรีเกรสชันที่ล้ำสมัยที่พร้อมตอบสนองความต้องการเฉพาะ ซึ่งรวมถึงอัลกอริทึมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- การผสานและรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างง่ายดายสำหรับการพัฒนาการสอบเทียบเซ็นเซอร์หลายตัวในเครือข่าย

- AutoCal เป็นเครื่องมือที่สะดวกที่สุดในตลาดในการสร้างและบำรุงรักษาการสอบเทียบ
- อัปเดตการสอบเทียบได้ง่าย: บ้อนค่าอ้างอิงใหม่ในซอฟต์แวร์และยืนยันด้วยการคลิกง่ายๆ เพื่อคำนวณการสอบเทียบใหม่ด้วยข้อมูลล่าสุดของคุณ
- ไม่จำเป็นต้องมีกิจวัตรการสอบเทียบด้วยตนเองหรือความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมเรื่องเคมีเมทริกซ์
- ขจัดความจำเป็นในการพัฒนาการสอบเทียบภายในที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างหรือการซื้อฐานข้อมูลการสอบเทียบ

ใช้งานง่าย

- ง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูล ด้วยทางเลือกการเอาต์พุต SQL
- การทำงานจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล (เช่น QC Lab) โดยโซลูชันสำหรับลูกค้า SX-Center
- HMI บนเว็บสำหรับแสดงผลการวัดและแผนภูมิแนวโน้มบนอุปกรณ์ใดก็ได้ในเครือข่าย
- ฟังก์ชันสำรองข้อมูลอัตโนมัติพร้อมการจัดเก็บข้อมูล SX-Backup
- ควบคุมเครื่องมือโดยตรงด้วยระบบควบคุมกระบวนการของคุณด้วยอินเทอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรม


การผสานกระบวนการและการสื่อสาร การเชื่อมต่อข้อมูล

เราไม่เพียงแค่มองว่าตัวเองเป็นผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับการควบคุมคุณภาพออนไลน์ แต่ยังเป็นทีปรึกษาและพันธมิตรที่วางใจได้สำหรับลูกค้าของเราทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ การผสานกระบวนการที่รวดเร็วของเซ็นเซอร์ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) จะช่วยรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็ว

ตัวแปลงสำหรับกระบวนการ




เครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิต



สายเซ็นเซอร์ 10 m

กำลัง

ข้อมูล



โซลูชัน **Smart iBox**



พร้อมพีซีแบบฝังอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ปฏิบัติงาน SX-HMI และตัวเลือกเสริมหน้าจอสัมผัสในตัว

รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลและการสื่อสารที่รวดเร็วและราบรื่น อินเทอร์เน็ตมาตรฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น TCP/IP, OPC UA, Modbus TCP, Profibus หรือเอาต์พุตแบบอะนาล็อกช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้สะดวก ส่วนนี้ทำให้คุณสามารถแสดงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้โดยตรงในฐานข้อมูลและห้องควบคุมของคุณ

ซอฟต์แวร์
SX-Suite และ AutoCal

การเชื่อมต่อข้อมูล

การเชื่อมต่อ LAN / PLC



อินเทอร์เน็ตผู้ใช้

ง่ายต่อการสื่อสารข้อมูลกระบวนการ

- โซลูชันการเข้าถึงระยะไกลและเซิร์ฟเวอร์ภายในสำหรับการผสานระบบที่ตรงไปตรงมาภายในเครือข่ายเดิม
- การจัดการฐานข้อมูลที่สะดวกผ่านตัวเลือกการผสานข้อมูล SQL



บริการหลังการขาย การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

วิศวกรบริการและการทำงานที่ BUCHI NIR-Online® (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวัดและการทำงาน พวกเขาจะช่วยเหลือคุณตลอดการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การเลือกและการใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง ไปจนถึงตัวเลือกเครื่องตรวจวัดในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และการทำงานของซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานประจำวันของคุณด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเรา พวกเขาจะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์คุณภาพสูงของคุณ เราช่วยเหลือคุณทั้งจากระยะไกลและโดยตรงในสภาพแวดล้อมกระบวนการผลิตของคุณหรือคุณสามารถเลือกหนึ่งในแพ็คเกจบริการ:

BNO Start Install — ไซล่อนประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น

- การตรวจสอบไซต์/การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเซ็นเซอร์ 1 – 2 ตัว
- การให้คำแนะนำในสถานที่
- การพัฒนาการสอบเทียบและการสนับสนุน/การตรวจสอบคุณภาพจนถึง 3 เดือนหลังการติดตั้ง
- การฝึกอบรมซอฟต์แวร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (SX-Suite (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์))
- รวมค่าแรงนอกสถานที่ (1 วัน)

BNO Start Extend +2/+4

- สำหรับการเข้าซ่อมบำรุง 2/4 ครั้ง
- ขยายการรับประกัน +2/+4 ปี
- รวมค่าแรงนอกสถานที่ 2 x 1 วัน/4 x 1 วัน
- ระยะเวลาสัญญาจำกัดอยู่ที่ 3 ปี/5 ปี หลังการติดตั้ง

BNO Circle

- ขึ้นส่วนสึกหรอและการเข้าซ่อมบำรุง 1 ครั้งต่อปี
- การพัฒนาการสอบเทียบ/การตรวจสอบคุณภาพ 1 ครั้งต่อปี เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- รวมค่าแรงนอกสถานที่ (1 วัน)
- รวมระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 10 ปี หลังการติดตั้ง

BUCHI ACADEMY — เพิ่มความรู้เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานและการบริการในศูนย์ความรู้ของเราใน Flawil องค์การการตลาดของเราและผ่านระยะไกลในห้องเรียนเสมือนจริง

การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเรานำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการขาย ข้อเสนอไซล่อนที่ปรับแต่งได้ การสนับสนุนหลังการขายแบบออนไลน์หลักสูตรขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง และการฝึกอบรมตามความต้องการ

<https://www.buchi.com/th/knowledge/courses-trainings>

โซลูชันที่หลากหลาย ตั้งแต่ขั้นตอนทดลองจนถึงกระบวนการจริง

เครื่องตรวจวัดในกระบวนการ NIR-Online® (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ของ BUCHI ใช้งานได้หลากหลายทั้งในแง่สถานที่และรูปแบบการใช้งาน แม้ว่าเครื่องตรวจวัดจะได้รับการออกแบบมาสำหรับกระบวนการ 100% แต่ยังสามารถติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพได้โดยตรง หรือใช้ที่สายการผลิตได้ - ตลอดทั้งสายการผลิต อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งที่หลากหลาย รวมถึงแท่นหมุน โต๊ะบีคัพและโพล์เซลล์ ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในทุกพื้นที่ที่ต้องควบคุมคุณภาพ

การศึกษาความเป็นไปได้,
การพัฒนาการสอบเทียบ



สถานการณ์ที่ 1: คุณอยากทราบว่าสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับพารามิเตอร์บางอย่างโดยใช้เทคโนโลยี NIR ได้หรือไม่และด้วยความสามารถในการทำซ้ำระดับใด ด้วยการศึกษความเป็นไปได้ เราสามารถประเมินเรื่องนี้ร่วมกับคุณและพัฒนาแบบจำลองการสอบเทียบที่มีประสิทธิภาพได้

สถานการณ์ที่ 2: คุณได้พัฒนาการสอบเทียบไว้แล้วและต้องการถ่ายโอนข้อมูล เช่น จากระบบของคุณไปยังระบบของเรา เราทำการถ่ายโอนข้อมูลสเปกตรัมที่มีอยู่ไปยังซอฟต์แวร์ SX-Suite (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ของเรา

สถานการณ์ที่ 3: คุณได้รับการสอบเทียบจากฐานข้อมูลภายนอก และต้องการผสานข้อมูลนี้เข้ากับระบบ NIR ดังนั้นการถ่ายโอนข้อมูลสเปกตรัมนี้ไปยังระบบของเราสามารถเป็นไปได้เช่นกัน

การขยายขนาด:
โซลูชันออนไลน์



ด้วยคุณสมบัติมากมาย ทำให้คุณเพิ่มระดับความซับซ้อนของโครงการได้ด้วยเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเริ่มโครงการ NIR ของคุณในห้องปฏิบัติการ QC จำลองสภาพแวดล้อมของกระบวนการด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวแปลงของเรา แล้วเริ่มกระบวนการจริงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันกับที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ

เราช่วยเหลือคุณได้ในทุกขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของคุณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ BUCHI นำเสนอโซลูชันทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของคุณ หรือวิธีการอ้างอิงที่สอดคล้องกันสำหรับการสอบเทียบ NIR

การตรวจสอบ โซลูชันในสายการผลิต



ProxiMate™ รุ่นใหม่ของ BUCHI NIR เป็นโซลูชันในสายการผลิตที่ปรับแต่งได้เพื่อตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณในระหว่างกระบวนการ ProxiMate™ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัด NIR ที่ทนทานเป็นพิเศษ คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือในตำแหน่งที่จำเป็นต่อการวัดผลได้: เช่นในห้องปฏิบัติการหรือติดกับสายการผลิต

วิธีการอ้างอิง สำหรับการสอบเทียบ NIR



วิธีเจลดาทาล
เจลดาทาลเป็นวิธีอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับการตรวจวัดโปรตีนในอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

โซลูชันการสกัด
โซลูชันการสกัดเฉพาะสำหรับการตรวจวัดไขมัน สำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนในเมทริกซ์ต่างๆ รวมถึงการสกัดด้วยตัวทำละลายอื่นๆ สำหรับการวิจัยและพัฒนา หรือการควบคุมคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา BUCHI พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการทำงานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ทำให้คุณสามารถให้ความสนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่



ความเชี่ยวชาญ

เรามีเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญอันยาวนาน และความมุ่งมั่นว่าเราจะพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งทำให้มั่นใจในการซัพพอร์ทลูกค้าของเราได้อย่างสมบูรณ์



น่าเชื่อถือ

ยืนยันในมาตรฐานและฟังก์ชันของเครื่องมือและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อให้ตรงกับการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า



ปลอดภัย

ใกล้ชิดกับคุณลูกค้าของเรา เราพยายามทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ระบบโซลูชัน แอปพลิเคชันและบริการ ในมาตรฐานของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม



ประหยัดต้นทุน

เราตั้งใจอย่างสูงในการสร้างประสิทธิผลและคุณค่าให้มากที่สุดเพื่อคนสำคัญเช่นคุณ



ทั่วโลก

ธุรกิจที่เป็นเจ้าของแบบครบวงจร เปิดสาขาครอบคลุมทั่วโลก และมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ไม่ว่าลูกค้าของเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม



ง่าย

จัดหาทางเลือกเพื่อการสนับสนุนหรือซัพพอร์ทลูกค้าเช่นเดียวกับระบบและอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการและการผลิตเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนยาว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com

www.buchi.com/th-th

Quality in your hands