



NIRMaster™ Pro IP65

Protection FT-NIR la plus poussée

Le NIRMaster Pro IP65 est le premier spectromètre FT-NIR autonome au monde ayant une classe de protection IP65. Sa conception hygiénique est certifiée comme étant résistante aux procédures de nettoyage au jet d'eau. Il satisfait entièrement aux exigences de sécurité en matière d'instruments de contrôle qualité tels qu'utilisés dans la production de produits laitiers et de viande.



Fiable

Fonctionnement en continu
quelles que soient les
conditions de travail



Résultats optimaux

Précision et reproductibilité
maximales

at	3.4
Protein	5.05
Total sugar	5.14
h	1.4



Fat	3.43
Protein	5.05
Total sugar	5.14
Ash	1.43
pH	4.29



Robuste

Conception hygiénique facile à
nettoyer certifiée protection IP65



NIRMaster™ Pro IP65: Aperçu des avantages les plus importants



Fiable

- Fiabilité maximale des relevés grâce à l'interféromètre à polarisation FT insensible aux vibrations
- Vérification permanente des performances grâce aux contrôles automatisés d'étalons internes
- Fonctionnement sûr grâce à l'ordinateur embarqué
- Fonctionnement en continu grâce au module « Twin Lamps »



Résultats optimaux

- Résultats hautement reproductibles grâce à la technologie de polarisation à Transformée de Fournier NIR (FT-NIR)
- Mesures précises de multiples paramètres simultanément
- Exactitude des données grâce à la précision des longueurs d'ondes assurée par le système de laser interne



Robuste

- Certifié pour une protection intégrale contre la pénétration de poussière et les projections d'eau (IP65)
- Conception hygiénique facile à nettoyer
- Compatible avec les écrans et claviers IP65 standard


Complétez votre gamme de produits



Monitor
IP65
Écran tactile étanche



NIRAnywhere
Software
Solution réseau



Quick-start
calibrations
Fourrage, produits
alimentaires, minoterie
et boulangerie



KjelMaster
K-375
Distillation et titration
de la vapeur

