



Rotavapor® R-220 Pro

Empat model terbaik untuk peningkatan skala Anda

Rotavapor® R-220 Pro meliputi empat platform yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peningkatan skala dan laboratorium produksi: sangat fleksibel dengan variasi unit kaca terbanyak, kinerja tinggi untuk laju distilasi tercepat, pengoperasian terus-menerus dengan pengeringan dan pengisian ulang secara otomatis, serta model yang ekonomis untuk memenuhi kebutuhan esensial.



Aman dan mudah

Interaksi pengguna yang intuitif, metode yang dapat diprogram, dan pengoperasian aman



Berbeda dari yang lainnya

Susun sistem agar sesuai dengan kebutuhan khusus Anda



Tak tertandingi

Bahan dengan kualitas premium yang dikombinasikan dengan teknologi andal untuk masa pakai produk yang maksimal



Rotavapor® R-220 Pro

Fitur utama dan keunggulan



Konfigurasi sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor



Karakteristik:



Navigasi intuitif

Kombinasi layar sentuh kapasitif 8,7" yang dapat dilepas serta tambahan navigasi dan tombol stop darurat untuk penggunaan yang maksimal dan kendali jarak jauh.




Hanya dalam sekali lihat

Interface yang mudah digunakan memberikan ringkasan pengaturan yang komprehensif, pembacaan terbaru dan grafik progres dari parameter proses terkait kapan saja.



Distilasi otomatis

Sampel berbusa tidak lagi menjadi masalah: Fungsi AutoDest dan sensor busa menjamin distilasi otomatis yang aman dengan sampel yang sulit sekalipun.



Metode yang dapat diprogram

Kustomisasi standard operating procedures (SOP) memberikan panduan pengguna yang mudah pada saat proses dan mengirimkan pemberitahuan ke telepon seluler jika diperlukan perhatian khusus.



Keamanan maksimal

Fitur keamanan termasuk peralatan gelas yang dilapisi plastik (P+G), perlindungan dari suhu berlebih, pelepasan tekanan berlebih, mengurangi bath yang meluap, katup yang ditahan oleh pegas untuk mencegah kaca pecah serta pengendalian dan pemantauan jarak jauh.



Pengoperasian 24/7

Desain yang kuat dan penggunaan bahan berkualitas premium memungkinkan pengoperasian yang ekstensif di bawah kondisi produksi yang sulit dan menjamin masa pakai produk yang lama.

Pengendalian dan pemantauan jarak jauh

Pemantauan jarak jauh pada perangkat seluler

Rotavapor® App tersedia untuk iOS, Android, dan Windows serta menawarkan: pemantauan parameter proses termasuk notifikasi grafik apabila terjadi hal yang tidak diharapkan atau jika interaksi manual dibutuhkan untuk penghentian darurat bagi pengguna administratif



Pengendalian jarak jauh melalui antarmuka



Antarmuka yang dapat dilepas memungkinkan kendali jarak jauh dengan kabel 15 m untuk pengoperasian di:

- sungkup asap
- ruangan steril
- atau glove box

R-220 Pro: Manfaat paling penting untuk Anda



Aman dan mudah

- Desain yang ramah untuk pengguna dengan panduan metode yang dapat diprogram melalui SOP, distilasi otomatis bahkan dengan sampel berbusa yang sulit, dan pemantauan jarak jauh pada telepon seluler dengan menampilkan pemberitahuan
- Penangan labu yang nyaman dengan kopling labu BUCHI yang dipatenkan dan handler labu yang unik
- Keamanan yang maksimal terjamin dengan peralatan gelas yang dilapisi plastik (P+G) dan perisai pelindung dan jaring tambahan



Berbeda dari yang lainnya

- Empat platform R-220 Pro untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda: sangat fleksibel, kinerja tertinggi, volume besar, atau permintaan esensial
- Tujuh sistem glass tersedia untuk beragam penggunaan, termasuk distilasi sampel berbusa, rekristalisasi di bawah batasan refluks dan ketinggian
- Ekstensi sistem mudah dilakukan dengan jangkauan aksesori yang luas, seperti pendeteksian busa otomatis, pemantauan suhu, kendali aliran pendingin dan yang lainnya



Tak tertandingi

- Peningkatan masa pakai dengan penggunaan khusus baja antikorosi yang bebas korosi
- Tidak ada risiko kontaminasi produk karena menggunakan bahan yang tahan zat kimia
- Pengoperasian mulus 24/7 berkat desain khusus industri yang kuat

Lengkapi portofolio Anda



Interface I-300 / I-300 Pro

Kontrol pusat dengan layar sentuh, pencatatan dan menampilkan grafik



Vacuum Pump V-600

Sumber vakum bertenaga dan tenang



Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

Cara penghematan air yang efisien pada pendinginan



Recirculating Chiller F-325

“Pendukung” untuk Rotavapor® R-220 Pro

