



# Sepacore® Easy Purification Systems

## Первый шаг к автоматической хроматографии

Вы регулярно очищаете образцы на открытых стеклянных колонках, и в условиях задачи есть ограничения по разрешению и длительности разделения. В качестве первого шага на пути к автоматизированному процессу мы предлагаем две компактные системы: «Easy Synthesis» и «Easy Extract», позволяющие контролировать расход и состав элюента.

### Улучшенное разделение

Высокое разрешение за счет  
градиентного элюирования



### Экономия времени и средств

Ускорение разделения и снижение расхода растворителя



### Простота и безопасность

Интуитивно понятное управление и минимальное воздействие растворителя

## Easy Purification Systems: Ваши основные преимущества



### Улучшенное разделение

- Оптимизированная эффективность разделения при помощи градиентного элюирования
- Управление разделением с точным мониторингом состава элюента
- Повышение чистоты собранных фракций



### Экономия времени и средств


- Сокращение времени элюирования благодаря управлению расходом и составом растворителя
- Уменьшение объема фракций для ускорения упаривания
- Снижение стоимости очистки за счет уменьшения расхода растворителя
- Низкие капитальные затраты и возможность последующего дооснащения



### Простота и безопасность

- Интуитивно понятное управление параметрами насосов
- Минимальное воздействие растворителя

## Расширьте возможности вашей лаборатории



ELS-Detector  
C-650  
Испарительный  
детектор  
светорассеяния



UV-Vis Detector  
C-640  
Спектрофотометри-  
ческий детектор



Fraction collector  
C-660  
Сбор фракций



SepacoreControl  
Software  
Программное обеспе-  
чение для комплекс-  
ного управления

