



Desumidificador B-296

Condições estáveis para secagem por atomização

O Desumidificador B-296 é o acessório ideal para condicionar o ar de secagem ou para trabalhar continuamente com misturas de água e solventes orgânicos. Ele garante a estabilidade e o rendimento do processo.

Rendimento

Trabalhe continuamente com misturas de solvente orgânico e água em combinação com o Inert Loop B-295



Condições reproduzíveis

Permite um processo de secagem por atomização reproduzível mesmo nas áreas ou ambientes mais úmidos



Fácil de usar

Necessita interação mínima do usuário durante o processo

B-296: Benefícios mais importantes



Rendimento

- Trabalhe continuamente com misturas de solvente orgânico e água com o Inert Loop B-295
- Fornecimento de ar a temperatura de até 0 °C para processos de atomização a frio
- Mede a temperatura e a umidade relativa do gás de saída



Condições reproduzíveis

- Reduz o tempo de otimização de formulações
- Aumenta a capacidade de secagem do Spray Dryer
- Ideal para locais úmidos



Fácil de usar

- Fácil instalação e configuração
- Mínima interação do usuário durante o processo
- Baixa manutenção

Complete o seu portfólio



**Mini Spray Dryer
B-290**

Líder mundial de secadores por atomização de laboratório



**Nano Spray Dryer
B-90**

Secador por atomização para pequenas amostras e partículas



Spray Chilling

Aquecimento de amostras e atomização na coluna de refrigeração



**Inert Loop
B-295**

Solventes orgânicos para secagem por atomização

