



## Inert Loop B-295

### Cara aman untuk spray drying dengan pelarut organik

Inert Loop merupakan aksesori yang memungkinkan Mini Spray Dryer B-290 dan Nano Spray Dryer B-90 menangani pelarut organik secara aman. Terlebih lagi, aksesori ini menghemat sumber daya dan menjaga lingkungan berkat prinsip fungsionalnya.




#### Aman

Aman untuk spray drying berbasis pelarut organik



#### Hemat biaya

Konsumsi gas inert rendah



#### Ramah lingkungan

Sistem "Closed loop" meminimalkan polusi dan menjaga lingkungan

## B-295: Manfaat paling penting untuk Anda



### Aman

- BUCHI Spray Dryer dapat bekerja dengan pelarut organik secara aman
- Spray Drying bebas ledakan berkat atmosfer gas inert
- Mencegah terjadinya ledakan berkat kontrol oksigen dan tekanan
- Kombinasi opsional dengan Dehumidifier B-296 untuk campuran pelarut dengan air



### Hemat biaya

- Konsumsi gas inert rendah
- Recovery pelarut organik
- Pemasangan cepat
- Hemat tempat berkat troli terintegrasi



### Ramah lingkungan

- Sistem "Closed loop" meminimalkan polusi dan menjaga lingkungan
- Sirkuit pendingin me-recovery kembali pelarut organik (-20 °C)
- Menghilangkan kerusakan instrumen selama proses dengan pelarut organik

## Lengkapi portofolio Anda



**Mini Spray Dryer  
B-290**

Spray Dryer laboratorium yang terdepan di dunia



**Nano Spray Dryer  
B-90**

Spray Dryer untuk sampel dan partikel kecil



**Encapsulator  
B-395 Pro**

Produksi butiran dan kapsul yang halus serta steril



**Dehumidifier  
B-296**

Udara pengeringan yang dapat diproduksi ulang untuk Spray Drying

