



NIRMaster™ Pro IP65

FT-NIR con il massimo livello di protezione

Il NIRMaster Pro IP65 è il primo spettrometro FT-NIR standalone al mondo con classe di protezione IP65. È progettato per assicurare la massima igiene, perché può essere pulito con getto d'acqua. Soddisfa pienamente tutti i requisiti di sicurezza degli strumenti per il controllo qualità previsti nella produzione di carni e latticini.



Affidabilità

Operatività continua in qualsiasi condizione



Risultati ottimali

Massima precisione e riproducibilità

at	3.4
Protein	5.05
Total sugar	5.14
h	1.4



Robustezza

Facilità di pulizia e igiene con protezione certificata IP65



NIRMaster™ Pro IP65: Ecco i vantaggi più importanti



Affidabilità

- Letture estremamente affidabili mediante interferometro a polarizzazione a prova di vibrazioni
- Verifica costante delle prestazioni tramite controlli automatizzati con standard interni
- Uso sicuro garantito dal PC industriale standard integrato
- Uso continuo con il sistema di sicurezza a doppia lampada



Risultati ottimali

- Risultati altamente riproducibili con la tecnologia a polarizzazione FT-NIR
- Misurazioni precise e simultanee di parametri multipli
- Esattezza dei dati dovuta alla massima precisione delle lunghezze d'onda, garantita da un sistema laser interno



Robustezza

- Protezione certificata contro la polvere e getto d'acqua in pressione (IP65)
- Progettato per essere facile da pulire (Hygienic design)
- Compatibile con schermi e tastiere standard IP65

Completate la gamma dei vostri prodotti



Monitor IP65

Schermo tattile a tenuta stagna



NIRAnywhere Software

Soluzioni di rete



Quick-start calibrations

Mangimi, alimenti,
prodotti di molitura
e da forno



KjellMaster K-375

Distillazione in corrente
di vapore e titolazione

