



## Recirculating Chiller F-105 让冷却过程变得无比高效

经济高效的循环冷却机F-105拥有500W的功率，特别适合R-100旋转蒸发系统。作为旋转蒸发整体解决方案中的冷却源，F-105能够提供更加高效的蒸馏。

高效

易于使用的通用型冷却装置



环保

省水，降低排放，节约能源



交互式

完美集成到 BUCHI 蒸发系统

## F-105: 您最重要的得益



### 高效

- 完美集成到 R-100 旋转蒸发系统, 实现高效蒸馏
- 完美集成到 BUCHI 蒸发系统, 大大提高蒸馏效率
- 蒸馏间歇期间自动关闭, 消除不必要的停机时间



### 环保

- 不耗水, 可持续运行
- 不使用时进入待机模式, 节约能源
- 减少蒸馏溶剂排放



### 交互式

- 可与整个旋转蒸发仪系统交互, 从而优化过程
- 采用集中过程控制, 优化操作步骤
- 完美兼容各种 BUCHI 产品

## 完善您的组合



Rotavapor®  
R-100  
经济型蒸发解决方案



Multivapor™  
P-6 / P-12  
高效的多样品蒸发仪



Syncore®  
Analyst  
将多样品平行蒸发的效率最大化



Extraction Systems  
B-811 / B-811 LSV  
通用型萃取

