



## Rotavapor® R-100 (ロータリーエバポレーター) 経済的な蒸留ソリューション

R-100は、Rotavapor® (ロータリーエバポレーター) のエントリーレベルの製品ですが、蒸留に必須の要件およびBUCHIの高度な品質規格を満足する性能を備えています。



### 経済性

必須の要件を満たす設計



### 耐久性と実績

有名なBUCHI品質での  
ユーザーフレンドリーな設計



### 拡張性

完全なソリューションに拡張する  
ことにより効率が增大



## R-100: ひと目でわかる特長



### 経済性

- ・ 低価格高効率のロータリーエバポレーター
- ・ 蒸留に必須の要件を満たす基本設計
- ・ 耐用年数を延ばす高品質材料



### 耐久性と実績

- ・ 堅牢な設計による信頼性の高い操作
- ・ 手動リフト機構による迅速で簡単な操作
- ・ フラスコやペーパーダクトの着脱を容易にする多機能コンビクリップ



### 拡張性

- ・ 一体型インターフェース、真空ポンプ、低温循環水槽による簡単操作
- ・ 豊富なアクセサリとガラス部タイプによる高い拡張性
- ・ 独立したヒーティングバスを使用して、さまざまなアプリケーションに対応可能な高い柔軟性

## あわせてご使用ください



Vacuum Pump  
V-100  
経済的な真空源



Interface  
I-100  
省エネでECOな真空制御



Recirculating Chiller  
F-100 / F-105  
簡易な冷却方法



Multivapor™  
P-6 / P-12  
複数のサンプルを効率的に蒸留

