



Melting Point M-565 (熔点仪)


可靠的自动化测量

Melting Point M-565 (熔点仪) 设计用于自动测定熔点和沸点，以实现真实专业的质量控制。它包括一个彩色显示器，可观察阶段转变，并配备一个有视频录像功能的视频摄像头，可回看熔点和沸点测定。

精确
故障安全校准



灵活
设计用于熔点、沸点和
滑熔点测定



兼容性
适合严格控制的环境



M-565: 您最重要的得益



精确

- 自动测定和储存校准结果, 实现故障安全校准
- 自动测定熔点和沸点
- 极精确的温度调节和测量
- 使用 Sample Loader M-569 (装样器) 均匀填充毛细管, 优化再现性



灵活

- 通过测量熔点、沸点或滑动熔点可控制几乎各种类型的样品
- 通过比较手动和自动测定, 对样品进行双重检查
- 可通过彩色显示屏和视频录像观察和播放阶段转变
- 选配的 PC 软件, 可方便地管理方法和结果



兼容性

- 符合药典方法 (欧洲、日本、美国药典)
- 完整的 IQ / OQ 程序, 包括用于 GLP/GMP 实验室的经认证校准和验证的化合物

完善您的组合



Sample Loader
M-569
高效的毛细管填充



Syncore®
Polyvap
多样品并行蒸发



Melting Point
Monitor Software
数据管理软件



IQ / OQ
for M-565
鉴定步骤

