



Melting Point M-560 (熔点仪)


简单快速的测定

Melting Point M-560 (熔点仪) 设计用于手动测定熔点和沸点。可以通过放大镜方便地观测阶段转变, 并具有直观地校准和确认步骤, 确保精确测量。

简单
直观的操作



精确
不折不扣的最优设计



快速
每次最多可执行三个测定

M-560: 您最重要的得益



简单

- 直观的多语言人机界面
- 可通过放大镜方便地观察熔化过程
- 使用 BUCHI Sample Loader (装样器), 可方便、可重复地进行毛细管装样
- 方便地储存毛细管



精确

- 极精确的温度设置和测量
- 使用菜单指导校准, 确保仪器的准确性
- 通过经认证的标准化合物方便地验证校准



快速

- 快速加热和冷却时间, 缩短测量周期
- 使用最高为 20 °C/min 的温度梯度, 可实现初步快速估计
- 可同时测量最多 3 份样品

完善您的组合



Sample Loader
M-569
高效的毛细管填充



Star Printer
串行打印机



Syncore®
Polyvap
多样品并行蒸发



NIRMasteR™
IP54
提供具有防护功能的
FT-NIR 光谱仪

