




Wet Digester B-440

Unidad pre-incineradora, análisis de cenizas

El Wet Digester B-440 permite una pre-incineración ecológica de diferentes tipos de muestras. Está a disposición del usuario una amplia gama de temperaturas (hasta 600 °C) así como programar rampas de incineración para ensayos seguros y reproducibles.




Reproducible

Memoria de métodos para diferentes necesidades de digestión



Seguro

Neutraliza los humos nocivos



Rápido y flexible

Incineración en paralelo y con crisoles de diferente tamaño con una pérdida de calor mínima

B-440: Sus mejores argumentos



Reproducibile

- Programación y memorización de precisas rampas de temperatura/tiempo
- Para determinación de cenizas y cenizas sulfúricas
- De acuerdo con la Farmacopea Europea, P. Petrin, H. Partenheimer, vol. 9 No 1, marzo 1997



Seguro

- Los vapores ácidos son capturados en la campana de vidrio y neutralizados por el Scrubber K-415
- Evita la corrosión de las vitrinas
- Evita la contaminación ambiental
- Control completo del Scrubber desde el digestor



Rápido y flexible

- Alcance rápido de la temperatura de digestión en cada crisol
- Amplia gama de temperatura (hasta 600 °C)
- Admite diferentes tamaños de crisoles

Complete su gama



SpeedDigester
K-439 / K-425 / K-436
Digestión IR



Scrubber
K-415
Neutralización



Recirculating Chiller
F-108
La solución eficaz para
la refrigeración



Mixer
B-400
Molido y
homogeneización

