



Mixer B-400

Preparación de muestras óptima

El Mixer B-400 combina la eficacia de una óptima homogeneización con la facilidad operativa. Es una herramienta esencial para la preparación de muestras previa a los análisis.

Flexible

Válido para un gran número de aplicaciones en el campo de la alimentación



Fácil de usar

El proceso de homogeneización es completamente automático



Resultados reproducibles

Muestras molidas, sin contaminación, para análisis precisos

B-400: Sus mejores argumentos



Flexible

- Molido de muestras incluso con altos contenidos de agua, grasa o fibra
- Análisis de trazas seguro gracias a la cuchilla cerámica inerte de alta calidad
- Ensayos microbiológicos usando material autoclavable
- Resistente a las bajas temperaturas de muestras congeladas



Fácil de usar

- Avanzado proceso de molienda
- Ajuste automático de la velocidad en caso de una inesperada alta fricción
- Garantiza una operativa segura y la máxima funcionalidad



Resultados reproducibles

- Altas recuperaciones y bajas desviaciones estándar gracias a una buena distribución del tamaño de partícula
- Sin descomposición térmica por cortos tiempos de molienda
- Sin riesgo de contaminación cruzada gracias a la facilidad de limpieza
- Molienda libre de contaminación gracias a la cuchilla cerámica

Complete su gama



SpeedDigester
K-439 / K-425 / K-436
Digestión IR



HydroEx H-506
Hidrólisis ácida



FatExtractor E-500
Rapidez y conformidad
normativa Extracción



ProxiMate™
Un instrumento NIR
para los entornos más
adversos

