



## Mixer B-400

### Persiapan sampel yang optimal

Mixer B-400 menggabungkan efisiensi homogenisasi optimal dengan pengoperasian sederhana. Alat ini merupakan alat mendasar untuk persiapan sampel dalam rangkaian proses analisis Anda.

#### Fleksibel

Mencakup berbagai jenis aplikasi makanan dan pangan



#### Mudah digunakan

Mengontrol proses penggilingan secara otomatis



#### Hasil yang dapat direproduksi

Menggiling sampel bebas dari kontaminan dengan kehalusan analitik yang dibutuhkan

## B-400: Manfaat paling penting untuk Anda



### Fleksibel

- Menggiling sampel bahkan dengan kadar air, lemak atau serat yang tinggi
- Analisis unsur hara berkat pisau keramik inert berkualitas tinggi
- Pengujian mikrobiologis menggunakan bahan yang dapat di autoklaf
- Tahan suhu rendah untuk sampel beku



### Mudah digunakan

- Proses penggilingan yang mudah
- Penyesuaian kecepatan secara otomatis jika terjadi gesekan tinggi yang tidak terduga
- Memenuhi kebutuhan pengoperasian aman dan fungsionalitas tertinggi



### Hasil yang dapat direproduksi

- Tingkat recovery yang tinggi dan deviasi yang rendah karena distribusi ukuran partikel yang merata
- Tidak ada dekomposisi termal atau tidak terurai oleh panas dengan waktu penggilingan yang singkat
- Tidak ada efek carry-over dari prosedur pembersihan yang diberikan
- Penggilingan bebas kontaminan menggunakan pisau keramik

## Lengkapi portofolio Anda



SpeedDigester  
K-439 / K-425 / K-436  
Destruksi IR



HydroEx H-506  
Hidrolisis asam



FatExtractor E-500  
Cepat dan Sesuai  
Ekstraksi Lemak



ProxiMate™  
Instrumen NIR untuk  
lingkungan ekstrem

