



キャンペーン期間
2025年12月末まで

ケルダール装置・スクラバーキャンペーン

旧型モデルをご愛用いただいている方、新規導入検討中の方に



①ケルダール蒸留装置



②ケルダール分解器



③スクラバー

50%OFF

対象製品①+②+③の中より、各1点ずつ組み合わせてご購入いただくと③スクラバーが50% OFFに

【対象製品】

①ケルダール蒸留装置

品番	品名
11K36521110	K-365 ベーシックケル
11K36521210	K-365 ベーシックケルPro
11K36531110	K-365 マルチケル

②ケルダール分解器

品番	品名
1154362100	K-436 ケルダール分解器
1154392100	K-439 ケルダール分解器

③スクラバー

品番	品名	標準価格	キャンペーン価格
114151030-C	K-415トリプルスクラブ(100V)	¥1,530,000	¥765,000 (税込¥841,500)
114152330-C	K-415トリプルスクラブ(230V)	¥1,530,000	¥765,000 (税込¥841,500)


ご注文の際には、キャンペーンコード「25FY08-005」をお知らせください

※標準価格は税抜き ※単品の場合は適用されません

ビューッヒのケルダール装置は、次の方におすすめします

- ・食品のたんぱく質分析をされる方
- ・製薬/化学分野で窒素測定をされる方
- ・肥飼料の窒素/たんぱく質分析を実施される方
- ・初めて窒素・タンパク質分析を始められる方
- ・酸、アルカリの扱いにヒヤリ/ハットの経験があり、手分析からの切り替えを検討されている研究員の方
- ・品質管理部門、大学/高専の農・工・薬・栄養学部の学生実験担当の方
- ・ケルダール蒸留装置を10年以上ご使用中の方/更新を検討中の方

ビュッヒのスクラバーの特長



- ・大容量(3L)の中和槽なので交換頻度が少ない
- ・冷却トラップで水分と硫酸を回収することで、中和槽の交換頻度をさらに軽減
- ・活性炭で脱臭し、排気ガスの臭いを抑制

この機会に更新のご検討はいかがでしょう？

ビュッヒでは、装置の製造を終了してから**機械部品は10年間(電子部品は5年間)入手できることを保証**しています。装置の製造終了より10年を超える場合は、部品の入手が困難になってきます。製造終了の装置をお使いの場合は、お早めの更新をお勧めしています。

スクラバーB-414(2012年販売終了)



販売終了からすでに13年経過しているため**購入できない部品**が出てきました。この機会に更新のご検討をお願いいたします。

ケルダール蒸留装置K-350、K-355、K-360(2021年販売終了)



K-350



K-355



K-360

2021年に販売を終了しています。修理不能になる前に、更新をご検討ください。

Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社 www.buchi.com/ja

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL : 03-3821-4777 FAX : 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL : 06-6195-9241 FAX : 06-6195-9251

エリア担当者駐在：九州 / 中部

■ お問合せフォーム www.buchi.com/ja/support/contact ■ 営業部 nihon@buchi.com ■ 技術サポート service.japan@buchi.com

- ・このカタログに記載の価格および仕様、外観は2025年6月現在のものです。
- ・製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- ・カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- ・本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- ・追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ・ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- ・有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の
電子カタログ
はこちらへ

